

Tubos de cuello recto de policarbonato Nalgene™



Volumen (ml)	12	15		16	38		50		100
Ø ext. (mm)	15,9	17	16	17,9	25,3	28,7	28,8	28,5	31,5
Altura (mm)	103,1	120,1	114	99,8	88,6	134,1	103,1	102	164,3
Material	Policarbonato								
Estéril	No								
Fondo	Redondo	Cónico	Redondo	Redondo	Redondo	Cónico	Redondo	Redondo	Redondo
Tapón	Sin								
Tipo de cuello	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recto con borde	Recto con borde
Autoclavable	Sí								
Velocidad máx centrifugación (g)	50000	6000	50000	50000	50000	6000	50000	50000	50000
Faldón	No								
Graduación	No	Sí	No	No	No	Sí	No	No	No
Área de marcado	No								
Color	Transparente								
Temperatura de uso	-135 °C a +135 °C								
Unid./caja	Bolsas de 10 tubos								
Ref. tubo solo	**029222**	**029209**	**029223**	**029224**	**029225**	**029210**	**029226**	**029228**	**029227**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos con cuello recto de polipropileno

Fondo redondo
Sin tapón



Volumen (ml)	1,6	3	3,1	5								
Ø ext. (mm)	8	11,5	12	12	12,8	13	12	12	13	13	13	12
Ø int. (mm)	-	-	-	-	10,9	11	-	-	-	-	-	-
Altura sin tapón (mm)	50	55	50	75	75	75	75	75	75	75	75	86
Material	Polipropileno											
Estéril	No											
Fondo	Redondo											
Tipo de cuello	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recto con borde	Recto con borde
Autoclavable	-	No	-	-	No	No	No	No	No	No	No	No
Velocidad máx centrifugación (g)	10000	5000	10000	10000	-	-	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Faldón	No											
Graduación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Área de marcado	No											
Color	Translúcido											
Especificidad	-	-	-	-	-	-	Tubo tipo Sorvall	Tubo tipo Sorvall	-	-	-	-
Unid./caja	Bolsas de 1000 tubos	12 bolsas de 500 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 2000 tubos	4 bolsas de 1000 tubos	16 bolsas de 250 tubos	Bolsas de 4000 tubos	16 bolsas de 250 tubos	Bolsas de 4000 tubos	Bolsas de 4500 tubos	Bolsas de 4000 tubos
Ref. tubo solo	**064375**	**390017**	**064317**	**064200**	**080071**	**388589**	**390018**	**390019**	**390020**	**390021**	**390026**	**390027**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB