

Tubos con cuello recto de polipropileno de fondo redondo sin tapón

Fondo redondo Sin tapón



Volumen (ml)	6	7				8			10			11
Ø ext. (mm)	16	13	13	13	12	13	13	16	16	16	16	16
Ø int. (mm)	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	14	13,8
Altura sin tapón (mm)	65	100	100	99	100	100	100	75	100	100	100	100
Material	Polipropileno											
Estéril	No											
Fondo	Redondo											
Tipo de cuello	Recta	Recta	Recta	Recta	Recto con borde	Recta	Recta	Recta	Recta	Recto con borde	Recta	Recta
Autoclavable	Sí	Sí	No	No	Sí	-	No	No	No	No	No	No
Velocidad máx centrifugación (g)	-	-	5000	-	3000	10000	-	-	5000	5000	-	-
Faldón	No											
Graduación	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	No
Área de marcado	No											
Color	Translúcido											
Temperatura de uso	-	-	-	-	-10 °C a +120 °C	-	-	-	-	-10 °C a +120 °C		-
Unid./caja	4 bolsas de 500 tubos	4 bolsas de 400 tubos	Bolsas de 3000 tubos	3 bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 100 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	2 bolsas de 500 tubos	Bolsas de 2000 tubos	Bolsas de 2000 tubos	Bolsas de 2000 tubos	5 bolsas de 500 tubos
Ref. tubo solo	**483035**	**483040**	**390022**	**349011**	**391225**	**064323**	**380640**	**380642**	**390023**	**390029**	**390678**	**349015**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Fondo redondo Sin tapón



Volumen (ml)	16		19	31	48	70	110
Ø ext. (mm)	17	17	16	24	30	35	40
Altura sin tapón (mm)	101	100	125	93	104	99,5	119
Material	Polipropileno						
Estéril	No						
Fondo	Redondo						
Tipo de cuello	Recto con reborde	Recta	Recta	Recto con reborde	Recto con reborde	Recto con reborde	Recto con reborde
Autoclavable	Sí	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	3000	10000	10000	3000	3000	3000	3000
Faldón	No						
Graduación	No						
Área de marcado	No						
Color	Translúcido						
Temperatura de uso	-10 °C a +120 °C	-	-	-10 °C a +120 °C	-10 °C a +120 °C	-10 °C a +120 °C	-10 °C a +120 °C
Unid./caja	Bolsa de 500 tubos	Bolsa de 1000 tubos	Bolsa de 1000 tubos	Bolsa de 50 tubos	Bolsa de 25 tubos	Bolsa de 20 tubos	Bolsa de 25 tubos
Ref. tubo solo	**391226**	**064325**	**064327**	**391227**	**391228**	**391229**	**391230**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**