
Tubos con cuello recto de polipropileno de fondo redondo con tapón

Volumen (ml)	7
Ø ext. (mm)	13
Ø int. (mm)	11
Altura sin tapón (mm)	99
Material	Polipropileno
Estéril	Sí
Fondo	Redondo
Tapón	Sí
Tipo de tapón	Con aletas
Tipo de cuello	Recta
Autoclavable	No
Faldón	No
Graduación	No
Área de marcado	No
Color	Translúcido
Unid./caja	4 bolsas de 375 tubos
Ref. tapón rojo	**080083**
€/caja	**NC -**



Tubos con cuello recto de polipropileno

Fondo cónico Sin tapón



Volumen (ml)	10				15	
Ø ext. (mm)	16	16	16	16	18	18
Altura Sin tapón (mm)	100	100	108	107	120	118
Material	Polipropileno					
Estéril	No					
Fondo	Cónico					
Tipo de cuello	Recta	Recto con borde	Recto con borde	Recto con borde	Recto con borde	Recto con borde
Autoclavable	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	5000	5000	3000	3000	3000	3000
Faldón	No					
Graduación	Sí	Sí	No	Sí; incremento 0,1 ml	No	Sí; incremento 0,2 ml
Área de marcado	No					
Color	Translúcido					
Temperatura de uso	-	-	-	-10 °C a +120 °C	-	-10 °C a +120 °C
Unid./caja	2000 tubos	2000 tubos	500 tubos	100 tubos	500 tubos	100 tubos
Ref. tubo solo	**390024**	**390030**	**391213**	**391215**	**391214**	**391216**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Fondo cónico con tapón





Volumen (ml)	10	
Ø ext. (mm)	21	15
Altura sin tapón (mm)	82	57
Altura con tapón (mm)	-	60
Material	Polipropileno	
Estéril	Sí	No
Fondo	Cónico	
Tapón	Sí	
Tipo de tapón	Entrante	Clip de cierre inviolable
Tipo de cuello	Recta	Recto con borde
Autoclavable	No	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	3000	-
Faldón	No	Sí
Graduación	No	Sí (incrementos de 1 ml)
Área de marcado	No	
Color	Translúcido	
Temperatura de uso	-20 °C a +120 °C	-90 °C a +121 °C
Especificidad	-	Tapón de cierre inviolable : presione firmemente el tapón para cerrar el tubo de manera hermética, una brida se encaja bajo el cuello del tubo (para abrir el tubo hay que romper la unión entre la brida y el tapón)
Unid./caja	5 bolsas de 250 tubos	Bolsas de 250 tubos
Ref. tapón blanco	-	**442307**
Ref. tapón rojo	**080014**	-
Ref. tapón Azul	-	**442305**
Ref. tapón rosa	-	**442306**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB