Tubos con cuello recto de polipropileno fondo plano



Volumen (ml)	3	5
Ø ext. (mm)	12	16
Altura Sin tapón (mm)	56	60
Material	Polipropileno	
Estéril	No	
Fondo	Plano	
Tapón	Sin	
Tipo de cuello	Recto con borde	Recto con borde
Autoclavable	No	No
Velocidad máx centrifugación (g)	5000	5000
Faldón	No	
Graduación	Sí	Sí
Área de marcado	No	
Color	Translúcido	
Temperatura de uso	-	-
Unid./caja	Bolsas de 600 tubos	Bolsas de 3500 tubos
Ref. tubo solo	**390025**	**390028**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Tubos con cuello recto de poliestireno, fondo redondo sin tapón

Fondo redondo
Sin tapón



Volumen (ml)	0,8	1,6	2,5	3				3,5	4
Ø ext. (mm)	7	8	10	11,5	11	12	12	12	10
Altura (mm)	38	50	50	55	70	55	50	75	75
Material	Poliestireno								
Estéril	No								
Fondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo
Tipo de cuello	Recta								
Autoclavable	No								
Velocidad máx centrifugación (g)	-	8200	8200	2500	2500	-	8200	-	8200
Faldón	No								
Graduación	No								
Área de marcado	No								
Color	Transparente								
Temperatura de uso	+20 °C a +90 °C								
Especificidad	-	-	-	-	Tubo para R.I.A	-	-	-	-
Unid./caja	Bolsas de 100 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	12 bolsas de 500 tubos	24 bolsas de 250 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	6 bolsas de 500 tubos	Bolsas de 1000 tubos
Ref. tubo solo	**080048**	**064314**	**064315**	**390000**	**390001**	**380638**	**064316**	**483036**	**064318**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

