Tubos con cuello recto de poliestireno, fondo redondo sin tapón

Fondo redondo
Sin tapón



Volumen (ml)	5										
Ø ext. (mm)	12	12	12,8	13	12	12	12	13	13	13	12
Ø int. (mm)	10	-	10,9	11	-	-	-	-	-	-	-
Altura Sin tapón (mm)	74,5	75	75	75	86	75	75	75	75	75	86
Material	Poliestireno										
Estéril	No										
Fondo	Redondo										
Tipo de cuello	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recto con borde	Recto con borde
Autoclavable	No										
Velocidad máx centrifugación (g)	-	8200	-	-	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Faldón	No										
Graduación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Área de marcado	No										
Color	Transparente										
Temperatura de uso	+20 °C a +90 °C										
Especificidad	-	-	-	-	-	Tubo tipo Sorvall	Tubo tipo Sorvall	-	-	-	-
Unid./caja	4 bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	5 bolsas de 500 tubos	4 bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	16 bolsas de 250 tubos	Bolsas de 4000 tubos	16 bolsas de 250 tubos	Bolsas de 4000 tubos	Bolsas de 4500 tubos	Bolsas de 4000 tubos
Ref. tubo solo	**390597**	**064321**	**080053**	**390588**	**380637**	**390002**	**390003**	**390004**	**390005**	**390012**	**390013**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Fondo redondo
Sin tapón



Volumen (ml)	6	7			8		
Ø ext. (mm)	16	13	13	13	13	13	16
Ø int. (mm)	-	-	-	11	-	-	-
Altura sin tapón (mm)	65	100	100	100	100	100	75
Material	Poliestireno						
Estéril	No						
Fondo	Redondo						
Tipo de cuello	Recta						
Autoclavable	No						
Velocidad máx centrifugación (g)	-	-	-	-	8200	-	-
Faldón	No						
Graduación	No						
Área de marcado	No						
Color	Transparente						
Temperatura de uso	+20 °C a +90 °C						
Unid./caja	4 bolsas de 500 tubos	4 bolsas de 400 tubos	Bolsas de 3000 tubos	6 bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	2 bolsas de 500 tubos
Ref. tubo solo	**483034**	**483039**	**390006**	**080049**	**064322**	**380639**	**380641**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB