
Tubos con cuello recto de PMP

Fondo cónico
Sin tapón



Volumen (ml)	10	15
Ø ext. (mm)	16	18
Altura sin tapón (mm)	107	118
Material	TPX	
Estéril	No	
Fondo	Cónico	
Tipo de cuello	Recto con borde	
Autoclavable	Sí	
Faldón	No	
Graduación	Sí incremento 0,1 ml	Sí incremento 0,2 ml
Área de marcado	No	
Color	Transparente	
Temperatura de uso	0 °C a +120 °C	
Unid./caja	Bolsa 50 tubos	
Ref. tubo solo	**391217**	**391218**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Tubos con cuello recto de policarbonato

Fondo redondo
Sin tapón



Volumen (ml)	50	100	
Ø ext. (mm)	35	41	45
Altura sin tapón (mm)	98	115	98
Material	Policarbonato		
Estéril	No		
Fondo	Redondo		
Tipo de cuello	Recta		
Autoclavable	Sí		
Velocidad máx centrifugación (g)	5000		
Faldón	No		
Graduación	No		
Área de marcado	No		
Color	Transparente		
Temperatura de uso	-100 a +135°C		
Envase	Bolsas de 10 tubos		
Tubo solo	**091439**	**091440**	**091441**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**



¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB