Astucia

Para elegir el tapón adecuado: mida el diámetro interior del tubo para los tapones invertidos y el diámetro exterior para los tapones entrantes

Tapones para tubos de 12 y 17 mm

Simport scientific



Para tubos Ø (mm)	12	17
Unid./caja	Caja de 4000 tapones	4 bolsas de 1000 tapones
Blanco	039974	039398
Amarillo	039975	039397
Rojo	039973	039395
Verde	039972	039394
Azul	039971	039396
Natural	039970	-
€/caja	NC -	NC -

Tapones de doble posición


labcon



Para tubos Ø (mm)	12	17
Unid./caja	3 bolsas de 1000 tapones	Bolsa de 1000 tapones
Natural	949919	949958
€/caja	NC -	NC -


Tapones entrantes

labcon



Para tubos Ø (mm)	17
Unid./caja	2 bolsas de 500 Tapones
Natural	949877
€/caja	NC -

Tapones con aletas de polietileno



Para tubos Ø (mm)	12	13	16
Unid./caja	Bolsa de 1000 tapones		
Natural	390077	390084	390091
Blanco	390078	390085	390092
Amarillo	390082	390089	390096
Rojo	390083	390090	390097
Verde	390081	390088	390095
Azul	390080	390087	390094
Azul claro	390079	390086	390093
€/caja	NC -	NC -	NC -

Tapones entrantes

Thermo SCIENTIFIC nunc



Para tubos Ø (mm)	11	12	15
Unid./caja	6 bolsas de 600 Tapones	6 bolsas de 500 Tapones	8 bolsas de 300 Tapones
Natural	056045	056047	056050
€/caja	NC -	NC -	NC -

Tapones con aletas

labcon



Para tubos Ø (mm)	12	
Unid./caja	3 bolsas de 1000 tapones	6 bolsas de 500 tapones
Blanco	949921	-
Amarillo	949922	-
Rojo	949923	-
Verde	949926	-
Azul	949925	-
Natural	949920	-
Surtido	-	949927
€/caja	NC -	NC -

Tapones



Para tubos Ø (mm)	Ø ext 16 mm y Ø interno 13,5 mm
Unid. de env.	500
Unid./ caja	12
Blanco	483041
€/caja	NC -