Tapones perforables

- El material utilizado no interfiere con los productos químicos comunes ni con la coagulación
- Puede utilizarse a temperatura ambiente, a 4°C o en el congelador a -20°C
- Para el tubo con Ø ext. 12-13 mm ó 16 mm
- De santoprene
- De un solo uso
- Se colocan con una sola mano
- Se pueden perforar con la ayuda de una aguja

Color	Para tubos 12 - 13 mm tapones	Para tubos 16 mm
Azul	040245	040252
Verde	040246	040253
Gris	040247	040254
Lavanda	040248	040255
Rojo	040249	040256
Blanco	040250	040257
Amarillo	040251	040258
€ 1000 unid.	NC -	NC -



Tapones ventilados autoclavables

Tapones de polipropileno, autoclavables, con lengüeta interna de ventilación. Reutilizables.

ø tubo (mm)	Unid./ bolsa	Natural	€/ bolsa	Rojo	Verde	Amarillo	Azul	Unid/ bolsa	€/ bolsa
13	500	045082	NC -	045088	045094	065100	065105	500	NC -
16	500	045083	NC -	045089	045095	065101	065106	500	NC -
16	1000	140434	NC -	140436	140439	140437	140438	1000	NC -
18	500	045084	NC -	045090	045096	065102	065107	500	NC -
20	250	045085	NC -	045091	045097	065103	065108	250	NC -
25	250	045086	NC -	045092	045098	065104	065109	250	NC -
38	125	045087	NC -	-	-	-	-	-	-



Tapones de doble posición

Simport Scientific

- Para tubos de bacteriología
- Posición cerrada: medio anaeróbico / posición abierta: medio aeróbico
- De polietileno

Ref.	Tapón de doble posición	Unid./ caja	€/ caja
039387	Para tubo de poliestireno Ø 12 mm	1000	NC -
039388	Para tubo de polipropileno Ø 12 mm	1000	NC -
039269	Para tubo de poliestireno Ø 17 mm	1000	NC -
039389	Para tubo de polipropileno Ø 17 mm	1000	NC -

