Tapones de silicona para cultivo aeróbico

- Alternativa a los tapones de celulosa de un solo uso
- Reutilizable, fácilmente esterilizable en autoclave o con un poupinel
- Utilizable durante 10.000 horas aprox; soporta 3.000 autoclaves aprox.
- Estructura porosa según el principio del cuello de cisne
- Permeabilidad al aire equivalente a la guata de celulosa
- No influye en el PH
- Puede utilizarse en aire seco hasta 200 °C
- No hay crecimiento de microorganismos sobre o dentro del tapón
- Excelente resistencia química y térmica



Tapones Silicosen entrantes tipos T, L y S

Ref.	Dimensiones (mm)				Para cuello ø (mm)	Color	Unid./ caja	€/ caja
	d1	d2	l1	l2				
Tapones tipo T								
080400	10	6	13	17	6/9	Rosa	10	**NC -**
080401	12	9	13	17	9/11	Rosa	10	**NC -**
080402	15	11	15	20	11/14	Rosa	10	**NC -**
080403	17	13	11	30	13/16	Rosa	10	**NC -**
080404	19	15	12	30	15/18	Rosa	10	**NC -**
080405	22	18	15	30	18/21	Rosa	10	**NC -**
080406	24	20	20	35	20/23	Rosa	10	**NC -**
080407	32	22	20	40	22/30	Rosa	10	**NC -**
080408	42	30	35	55	30/40	Rosa	10	**NC -**
080409	52	40	40	60	40/50	Rosa	10	**NC -**
Tapones tipo L								
080420	12	9	40	10	9/11	Rosa	10	**NC -**
080421	17	13	30	20	13/16	Rosa	10	**NC -**
080422	22	18	30	30	18/21	Rosa	10	**NC -**
Tapones tipo S								
080440	28	17	18	27	17/26	Verde	10	**NC -**
080441	35	24	20	30	24/33	Verde	10	**NC -**
080442	39	28	20	30	28/38	Verde	10	**NC -**

Tapones Silicosen entrantes tipo C


Ref.	Dimensiones (mm)				Para cuello ø (mm)	Color	Unid./ caja	€/ caja
	d1	d2	l1	l2				
Tapones tipo C								
080430	16	12	20	28	15/20	Rosa	10	**NC -**
080431	26	18	30	28	20/30	Rosa	10	**NC -**
080432	36	27	40	28	30/40	Rosa	10	**NC -**
080433	50	34	55	28	40/55	Rosa	10	**NC -**





Tapones para tubos y frascos de cultivo Biosilico


A diferencia de los tapones Siliconen, los tapones Biosilico permiten intercambios gaseosos en todas las caras.

Ref.	Dimensiones (mm)				Para cuello ø (mm)	Color	Unid./ caja	€/ caja
	d1	d2	l1	l2				
080450	13	9	13	17	9/11	Naranja	10	**NC -**
080451	16	11	14	22	11/14	Naranja	10	**NC -**
080452	19	13	15	25	13/16	Naranja	10	**NC -**
080453	21	15	16	28	15/18	Naranja	10	**NC -**
080454	24	18	18	30	18/21	Naranja	10	**NC -**
080455	25	20	20	32	20/23	Naranja	10	**NC -**
080456	34	22	24	36	22/30	Naranja	10	**NC -**
080457	44	30	32	46	30/40	Naranja	10	**NC -**
080458	54	40	36	50	40/50	Naranja	10	**NC -**









Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB