Tapones de goma o silicona Versilic


Tapón de goma gris azul


Tapón de silicona Versilic

Tapones de goma gris azul

- Tapones de goma natural para cerrar tubos y frascos
- Forma troncónica
- Utilizables de -35 a +70 °C

Tapones silicona Versilic

- Tapones de silicona biológicamente neutros y no tóxicos para cerrar tubos y frascos
- Forma troncónica
- Especialmente adecuado para el trabajo en cultivos celulares
- Utilización de -60 °C a +200 °C

			Tapones de goma gris azul			Tapones de goma gris-azul preperforado					Tapones silicona Versilic		
Tipo	Tipo	ø superior (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	No. de perfo.	ø (mm)	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
6D	3,5 x 6,5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8D	4 x 8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	260263	500	NC -
10D	5 x 9	20	260238	100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
13D	8 x 12	20	-	-	-	-	-	-	-	-	260265	500	NC -
15D	10,5 x 14,5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	260266	500	NC -
16D	12,5 x 16,5	20	260241	50	NC -	-	-	-	-	-	260267	250	NC -
18D	14 x 18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	260268	250	NC -
21D	17 x 22	25	-	-	-	-	-	-	-	-	260269	100	NC -
27D	21 x 27	30	-	-	-	-	-	-	-	-	260271	50	NC -
31D	26 x 32	30	-	-	-	-	-	-	-	-	260273	25	NC -
34D	29 x 35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	260274	25	NC -
38D	31 x 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	260275	25	NC -
41D	34 x 41	35	-	-	-	-	-	-	-	-	260276	25	NC -
45D	36 x 44	40	-	-	-	-	-	-	-	-	260277	25	NC -
49D	41 x 49	40	-	-	-	-	-	-	-	-	260278	20	NC -
54D	47 x 55	40	-	-	-	-	-	-	-	-	260279	10	NC -
60D	50,5 x 59,5	45	-	-	-	-	-	-	-	-	260280	10	NC -
65D	56 x 65	45	260255	5	NC -	-	-		-	-	260281	10	NC -
70D	60 x 70	50	-	-	-	260424	5	10	5	NC -	260282	5	NC -
75D	64,5 x 75,5	55	-	-	-	-	-	-	-	-	260283	5	NC -
83D	71 x 83	60	-	-	-	-	-	-	-	-	260284	5	NC -
92D	72 x 92	65	-	-	-	-	-	-	-	-	260285	5	NC -

Perfora-tapones

Juego de perfora-tapones

- De latón niquelado
- Suministrado con una varilla solida para vaciar los restos de tapón en la herramienta

Ref.	Número de tallas	Ø agujeros (mm)	€
810655	6	5 a 11	NC -
810656	12	5 a 19	NC -
942780	18	5 a 26	NC -

Perfora-tapones a la unidad

- De aleación de níquel-cromo

Ref.	Ø agujeros (mm)	€
942781	5	NC -
942782	6,2	NC -
942783	7,5	NC -
942784	8,8	NC -
942785	10	NC -
942786	11,2	NC -


Juego de perfora-tapones


Perfora-tapones a la unidad

Afilador para perfora-tapones

- Lamina de acero templado
- Mango metálico

Ref.	Descripción	€
810657	Afilador para perfora-tapones 170 mm	NC -


Afilador para perfora-tapones

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB