Gradillas para tubos cónicos 15 ml



Gradilla de acero recubierto de epoxi para tubos cónicos de 15 ml y 17 mm de Ø. F x an x al: 127 x 76 x 76 mm.

Ref.	Descripción	€
045879	Gradillas para tubos cónicos de 15 ml	**NC -**

Rack Poxygrid



- Para 4 tubos cónicos de 500 ml
- L x An x Al : 203 x 203 x 76 mm
- Autoclavable a 121°C

Ref.	Descripción	€
086716	Rack Poxygrid para 4 tubos cónicos de 500 ml	**NC -**

Gradillas para tubos de hibridación



Gradilla de acero recubierto de epoxi para tubos de hibridación (ø ‹ 40 mm).

Ref.	Descripción	L x An x Al (mm)	€
045875	Gradilla para 6 tubos (3 x 2)	137 x 200 x 127	**NC -**

Gradillas para tubos de centrífuga de 250 ml



Gradilla autoclavable de acero con recubrimiento epoxi para el soporte de botellas de fondo cónico para centrifugar, tipo Corning, Falcon, Nunc.

- Volumen : 250 ml
- ø : 60 mm

Ref.	Descripción	L x An x Al (mm)	€
045874	Gradilla para 6 botellas (3 x 2)	208 x 102 x 135	**NC -**

Rack Polipropileno OneRack



- De polipropileno y Delrin® (fibra de vidrio reforzada de polioximetileno POM)
- Para el secado de tubos
- 2 versiones: capacidad simple o doble

Para tubos de ø (mm)	No. tubos	Dimensiones (mm)	Blanco	Azul	Verde	Rosa	€
			De Delrin®				
13	72	104 x 202 x 59	**037811**	**037812**	**037813**	**037814**	**NC -**
16	72	127 x 250 x 70	**037815**	**037816**	**037817**	**037818**	**NC -**
20	40	100 x 252 x 83	**037819**	**037821**	**037822**	**037823**	**NC -**
25	40	120 x 300 x 92	**037824**	**037825**	**037826**	**037827**	**NC -**
30	24	110 x 282 x 85	**037828**	**037829**	**037831**	**037832**	**NC -**
13	36	104 x 104 x 59	**037833**	**037834**	**037835**	**037836**	**NC -**
16	36	127 x 127 x 70	**037837**	**037838**	**037839**	-	**NC -**
20	20	100 x 127 x 83	**037842**	**037843**	**037844**	**037845**	**NC -**
25	16	120 x 122 x 92	**037846**	**037847**	**037848**	**037849**	**NC -**
30	9	110 x 110 x 85	**037851**	**037852**	**037853**	**037854**	**NC -**
			De polipropileno				
13	72	104 x 202 x 59	**037885**	**037886**	**037887**	**037888**	**NC -**
16	72	127 x 250 x 70	**037889**	**037891**	**037892**	**037893**	**NC -**