
Gradillas ABS “racks S”

Para tubos de ø (mm)	Nº tubos	Dimensiones (mm)	Blanco	Amarillo	Verde	Rosa	Azul	€
13	50	180 x 94 x50	**39185082**	**39185083**	**39185084**	**39185085**	**39185086**	**NC -**
17	50	225 x 114 x 60	**39184082**	**39184083**	**39184084**	**39184085**	**39184086**	**NC -**
21	32	225 x 114 x 60	**39183082**	**39183083**	**39183084**	**39183085**	**39183086**	**NC -**




Gradillas con agujeros cuadrados

Gradillas de acetal - Gradillas de orificios cuadrados de resina acetálica, resistentes hasta 121 °C. Dimensiones : 246 x 101 x 70 mm.

Para tubo ø	Nº tubos	Rojo	Blanco	Amarillo	Verde	Rosa	Azul	€
21 mm	40	**39187081**	**39187082**	**39187083**	**39187084**	-	**39187086**	**NC -**
17 mm	60	**39188081**	**39188082**	**39188083**	**39188084**	**39188085**	**39188086**	**NC -**
13 mm	90	**39189081**	**39189082**	**39189083**	**39189084**	**39189085**	**39189086**	**NC -**

Gradillas de poliestireno desechables - Gradillas económicas, agujeros cuadrados. De un solo uso. Dimensiones: 246 x 101

Para tubos de ø (mm)	Capacidad tubos	Rojo	Blanco	€
21	40	**39187011**	**39187012**	**NC -**
17	60	**39188011**	**39188012**	**NC -**
13	90	**39189011**	**39189012**	**NC -**



Mega racks gran capacidad


- De polipropileno , autoclavables
- Marcaje alfanumérico de rejillas
- Color blanco o azul

	Para 216 tubos 10 ó 12-13 mm	Para 240 tubos 13 - 16 mm	Para 432 tubos 13 - 16 mm	Para 120 tubos 16 mm	Para 120 tubos 18-20 mm
Dim (mm)*	337 x 235 x 91	337 x 267 x 91	337 x 267 x 91	337 x 267 x 91	-
Azul	**037969**	**047693**	**047691**	**037972**	**320762**
Blanco	**037971**	**047692**	**047690**	**037973**	**320761**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Altura con aletas.



Gradillas gran capacidad



Gradillas de polipropileno de gran capacidad. Autoclavables Conveniente para pipeteo o almacenaje de un gran número de muestras.
Nota: Los modelos siguientes no tienen aberturas en los laterales.

Ref.	Para tubos de ø (mm)	Capacidad tubos	L x An x Al (mm)	€
045885	10 a 13	216	342 x 230 x 76	**NC -**
045886	13 - 16	120	335 x 260 x 89	**NC -**
045887	16 - 20	120	335 x 260 x 89	**NC -**

Gradillas de agujeros redondos de ABS para tubos 13 - 17 mm



- De ABS
- Apilables
- Blanco con marcado alfanumérico

Ref.	Para tubos de ø (mm)	No. tubos	L x An x Al (mm)	€
39182082	13	50	210 x 105 x 50	**NC -**
39181082	17	50	260 x 130 x 60	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB