
GRADILLAS PARA TUBOS DE DIVERSOS

Gradillas neoRack



- De polipropileno
- Para todos los diámetros de tubo
- Estante azul extraíble
- Bandejas de diferentes colores según el tamaño
- Dimensiones (L x An x Al) : 146 x 146 x 70 mm

Ref.	Para tubos de ø (mm)	Número de tubos	Color de la rejilla	€
764047	13	9 x 9	Naranja	**NC -**
764048	16	7 x 7	Amarillo	**NC -**
764049	20	6 x 6	Verde	**NC -**
764050	25	5 x 5	Blanco	**NC -**
764051	30	4 x 4	Rojo	**NC -**

Gradilla modular con rejillas extraíbles



- De polioximetileno
- Cuadrícula intercambiable
- Para tubos de 10 a 30 mm diámetro
- Gran gradilla: más compacta y económica que varias pequeñas
- Autoclavable
- Base de caucho para mayor estabilidad
- Cuadrículas en 3 niveles para un mejor mantenimiento de los tubos
- Dimensiones de las gradillas F x an x al (mm) : 318 x 111 x 67

Visiten nuestras WEB

Gradilla de almacenamiento con cuadrícula				Cuadrícula para gradilla de almacenamiento			
Ref.	Para tubos de ø (mm)	Color	€	Ref.	Para tubo de Ø (mm)	Color	€
088834	10 - 13	Naranja	**NC -**	**088839**	10 - 13	Naranja	**NC -**
088835	13 - 16	Azul	**NC -**	**088840**	13 - 16	Azul	**NC -**
088836	16 - 20	Verde	**NC -**	**088841**	16 - 20	Verde	**NC -**
088837	20 - 25	Fucsia	**NC -**	**088842**	20 - 25	Fucsia	**NC -**
088838	25 - 30	Amarillo	**NC -**	**088843**	25 - 30	Amarillo	**NC -**

Multiracks en acetal

Simport Scientific



- 3 modelos para tubos de 13, 16 o 30 mm
- Fabricado en polímero de base acetálica de alta resistencia
- Autoclavables 20 minutos a 120°C
- L x An x Al : 293 x 115 x 65 mm

ø (mm)	Capacidad de tubos	Azul	Verde	Púrpura	Naranja	Amarillo	€
13	84	**039837**	**039838**	**039839**	**039840**	**039841**	**NC -**
16	60	**039842**	**039843**	**039844**	**039845**	**039846**	**NC -**
30	18	**039847**	**039848**	**039849**	**039850**	**039851**	**NC -**

Gradilla 2 ó 3 niveles de soporte



- Para uso en baño maría, refrigerador, congelador, incubador
- Tres colores
- Para tubos de ø 13 mm a 30 mm, desde microtubos a tubos de cultivo de 50 ml
- Apilables
- De polipropileno reforzado y ABS
- Asa de transporte
- Se recomiendan las gradillas de 3 niveles (altas) para los tubos largos
- Al x an x L modelos altos : 62 x 135 x 275 mm
- Al x an x L modelos bajos : 39 x 135 x 275

Tipo	Número de niveles	ø tubo (mm)	Capacidad de tubos	Rojo	Azul	Verde	€
Alto	3	13	84	**442024**	**442025**	**442026**	**NC -**
Alto	3	16	60	**442027**	**442028**	**442029**	**NC -**
Alto	3	30	18	**442030**	**442031**	**442032**	**NC -**
Bajo	2	13	84	**442033**	**442034**	**442035**	**NC -**
Bajo	2	16	60	**442036**	**442037**	**442038**	**NC -**
Bajo	2	30	18	**442039**	**442040**	**442041**	**NC -**