Gradilla multi-diametros para tubos

- De polipropileno autoclavable
- Acoplable, apilable
- 25 plazas (5 x 5), con índice numérico
- Dimensiones: 122 x 116 x 52 mm
- Para todos los tubos de Ø 8 mm a 17 mm
- Resistente a temperaturas entre - 80 °C y + 121 °C

Ref.	Descripción	€
140433	Gradilla para tubos multidiámetro	**NC -**



Gradilla baja para frascos

- Para 30 frascos ø 23 mm
- En acrílico
- Dimensiones: 310 x 110 x 22 mm

Ref.	Descripción	€
085112	Gradilla baja para 30 frascos ø 23 mm	**NC -**



Gradillas con fibra de vidrio reforzada



Gradillas claveteadas. Autoclavables


Ref.	Para tubos de ø (mm)	Pocillos	Color	€
037855	14 - 17	50	Blanco	**NC -**
037856	14 - 17	50	Azul	**NC -**
037857	10 - 13	96	Blanco	**NC -**
037858	10 - 13	96	Azul	**NC -**

Gradillas claveteadas

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Gradillas claveteadas de polipropileno para tubos de hemólisis y tubos de ensayo.

- No flotan en baño maría
- Pueden utilizarse como escurridores para tubos
- Pueden utilizarse con placas de electroforesis o de cromatografía
- Autoclavables



Ref.	Para tubos de ø (mm)	Capacidad	Color	L x An x Al (mm)	Unid./ caja	€
029070	10 a 13	8 x 12	Blanco	179 x 127 x 64	2	**NC -**
029071	10 a 13	8 x 12	Azul	179 x 127 x 64	2	**NC -**
029072	14 a 17	5 x 10	Blanco	187 x 105 x 70	2	**NC -**
029073	14 a 17	5 x 10	Azul	187 x 105 x 70	2	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB