GRADILLAS PARA TUBOS DE 5 ML A 50 ML

Gradilla multifunción para tubos de cultivo



Para el almacenamiento vertical de 8 tubos de 15 ml y 4 de 50 ml, o el almacenamiento horizontal de tubos de fondo plano en 2 niveles. El nivel superior translúcido permite ver el nivel inferior.

- Autoclavable
- L x An x Al : 86 x 197 x 71 mm
- Ideal para incubador

Ref.	Descripción	€
199018	Gradilla multifunción para tubos de cultivo	NC -

Gradilla monotubo



- Soporte «manos libres» para el usuario
- Blanco: el tubo se extrae con una sola mano
- Dos modelos
- Azul: gradilla sujetable, el tubo está anclado en la gradilla; para extraerlo se necesitan ambas manos

Ref.	Descripción	€ 5 unid.
085962	Gradilla mono tubo blanco	NC -
085963	Gradilla monotubo grip azul	NC -

Gradilla para tubos 15 ml y 50 ml



- De polipropileno
- Para almacenar 18 tubos de 15 ml ó 10 tubos de 50 ml
- Autoclavable

Ref.	Capacidad	L x An x Al (mm)	€
191055	18 tubos 15 ml o 10 tubos 50 ml	97 x 205 x 60	NC -


Gradilla individual para tubos de 15 ml y 50 ml



- De polipropileno autoclavable
- Ø base : 77 mm
- Peso: 13,8 g

Ref.	Descripción	€ 4 unid.
086717	Gradillas para tubos cónicos 15 y 50 ml	NC -

Gradilla para tubos de 15 y 50 ml





- Para tubos de 50 ml : 25 tubos, altura de la gradilla 40 mm
- Para tubos de 15 ml : 50 tubos, altura de la gradilla 31 mm
- Autoclavable a 121°C
- Congelables a -80 °C
- Apilables
- Ensamblables

Para tubos	Natural	Blanco	Amarillo	Naranja	Rojo
15 ml	949000	949001	-	949003	949004
50 ml	949009	949010	949011	949012	949013
€ 5 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Para tubos	Violeta	Azul	Verde	Surtido
15 ml	949005	949006	949007	949008
50 ml	949014	949015	949016	949017
€ 5 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -

Cajas para tubos 15, 20, 30 y 50 ml con tapa



Cajas rígidas compuestas de un soporte de color fijado en un fondo traslúcido, y una tapa removible traslúcida, para una visualización completa de los tubos.

- Para tubos de 15, 20, 30 y 50 ml
- Utilización de -5 °C a +125 °C
- Con índice de numeración

Ref.	L x P x Al (mm)	Ø tubos (mm)	Volumen tubos (ml)	Número de agujeros	Color	€ 2 unid.
064201	148 x 148 x 129	17	15	36	Verde	NC -
064202	148 x 148 x 60	30	20	16	Púrpura	NC -
064203	148 x 148 x 91	30	30	16	Naranja	NC -
064204	148 x 148 x 129	30	50	16	Rosa	NC -