Gradilla para tubos 50 ml

- Para 20 tubos de 50 ml Ø 29 mm
- Marcaje alfanumérico de agujeros
- De poliestireno
- Color amarillo
- Contiene material reciclado (50%)
- Dimensiones L x An x Al : 204 x 165 x 27 mm

Ref.	Descripción	€
064056	Gradilla para 20 tubos 50 ml	NC -



Astucia Cajas de congelación para tubos de 15 ml y 50 ml : ver pág. 860

Gradillas Pop Up™ para tubos 15 ml y 50 ml

- Plegables, apilables abiertos o plegados
- De polipropileno
- Cuadrícula impresa
- No autoclavables
- Dimensiones (L x An x Al) : 255 x 137 x 21 mm (plegado) 72 mm (abierto)

Ref.	Para tubos	Color	Unid./ caja	€/ caja
037974	21 tubos de 15 ml y 12 tubos de 50 ml	Azul	2	NC -
037975	21 tubos de 15 ml y 12 tubos de 50 ml	Rosa	2	NC -
320055	45 tubos de 15 ml	Violeta	2	NC -
320056	18 tubos de 50 ml	Verde	2	NC -



Gradillas para tubos cónicos 15 y 50 ml



- De polipropileno
- 25 pocillos
- Color : azul oscuro

Ref.	Para tubos Volumen (ml)	L x An x Al (mm)	€
330130	15	104,1 x 127,9, 48,1	NC -
330133	50	132,7 x 249,7 x 48,1	NC -

Gradillas para 18 tubos 50 ml



- Dimensiones: 243 x 126 x 64 mm
- De polipropileno autoclavable

Ref.	Capacidad	Para tubos de volumen	€
39180042	18 tubos	50 ml	NC -

Gradilla universal para 12 tubos de 15 a 50 ml

- Gradilla de polipropileno, no autoclavable
- Con distancia variable entre los agujeros para adaptarse al Ø del tubo
- Hasta 12 tubos similares
- Adecuado para tubos de 15 a 50 ml (16 a 30 mm Ø)
- Dimensiones: 194 x 140 x 51 mm

Ref.	Descripción	€
320052	Gradilla universal	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB