GRADILLAS PARA MICROTUBOS 0,2 A 2 ML

Gradillas para tubos de PCR



- De polipropileno
- 96 pocillos
- Autoclavable
- L x An x Al : 123,2 x 86 x 14,6 mm

Azul	Verde	Naranja	Violeta	€
330141	330142	330143	330145	NC -

Gradilla apilable para PCR



Gradilla de polipropileno de color con tapa transparente para 96 tubos de PCR de 0,2 ml o 1 placa de PCR (con o sin faldón).

Dimensiones:

+ 138 x 98 x 39 mm con tapa ;
+ 138 x 98 x 30 mm sin tapa.

- Apilable con o sin tapa
- Tapa autoblocante
- 4 pies
- Acepta las placas PCR sin faldón, con faldón o con medio faldón, tubos individuales o tiras de 8 o 12

Ref.	Descripción	€
045546	Juego de 5 gradillas colores surtidos (azul, amarillo, rojo, verde, violeta) con tapa	NC -

Gradillas Low Temp PCR® Rack



- Gradillas de 96 pocillos (8 x 12) para tubos 0,2 ml individuales o en tiras
- Tapa de polipropileno transparente
- Tapa desmontable con apertura lateral para un enfriamiento más rápido de las muestras
- Resisten hasta -80 °C
- Marcador alfanumérico

Ref.	Color	Dimensiones L x an x al (cm)	Ø de los pocillos (mm)	Unid./ caja	€/ caja
320555	Surtido*	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	NC -
320556	Azul	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	NC -
320557	Verde	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	NC -
320558	Violeta	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	NC -

* Azul, violeta, naranja, verde, amarillo.

Gradillas para 96 microtubos PCR 0,2 ml



Gradillas de polipropileno para 96 microtubos PCR 0,2 ml individuales o en tiras.

- Índice alfanumérico
- Tapa con bisagras
- Colores surtidos
- Dimensiones: 130 x 98 x 33 mm

Color	Natural	Azul	Verde	€ 5 unid.	Surtidos*	€ 5 unid.
Ref.	037532	037533	037534	NC -	037536	NC -

* Rosa, naranja, azul, verde y amarillo.