

Gradillas PCR reversibles


Gradillas de polipropileno con tapa extraíble para 168 microtubos de 0,2 ml en un lado y 40 microtubos de 0,5 ml en el otro. Con una fila para 12 microtubos de 1,5 ml en cada lado.
Se entregan en lotes de 5 en colores surtidos (uno de cada uno de los siguientes colores: azul, verde, rosa, naranja y amarillo). L x An x Al : 228,6 x 133,4 x 32 mm.

Ref.	Descripción	€ 5 unid.
037589	Gradillas PCR reversibles colores surtidos	NC -



Gradillas multimicrotubos especial PCR






Gradilla A con tapa para el almacenamiento de un solo lado

La gradilla A, se puede fijar en la gradilla B para 96 microtubos 0,2 ml ; este último se encaja en la ranura para los microtubos individuales de 0,2 ml.

- Tapa translúcida Incluída
- Elección de colores vivos
- Apilables
- Índice alfanumérico
- Capacidad: 32 microtubos individuales 0,2 ml PCR, 16 microtubos 0,5 ml, 24 microtubos 1,5 ml ó 2 ml



Gradilla B para 96 microtubos PCR 0,2 ml

- Formato de microplaca
- Con tapa
- Se puede utilizar solo o se puede enganchar a la gradilla A
- L x An x Al : 126 x 86 x 33 mm con tapa, 126 x 86 x 11 mm sin tapa

	Gradilla A multi-tubos	Gradilla B para 96 microtubos 0,2 ml
Azul	045465	045471
Verde	045466	045472
Naranja	045467	045473
Rosa	045468	045474
Amarillo	045469	045475
€	NC -	NC -
Juego de 5 colores surtidos	045470	045476
€ 5 unid.	NC -	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB