GRADILLAS PARA MICROTUBOS 0,2 A 2 ML

Gradillas para 80 microtubos





Gradillas de polipropileno rígido para 80 microtubos 1,5 ml ó 2 ml.

- Marcado alfanumérico y asas laterales
- Utilización de -90 °C a 121 °C (autoclavables)
- Accesorios: caja de almacenamiento con tapa, estante de almacenamiento
- L x An x Al : 228,2 x66,5 x 27,2 mm

Gradilla 80 color estándar		Gradilla 80 color fluo	
Color	**Ref.**	**Color**	**Ref.**
Natural	**840515**	Amarillo fluorescente	**840523**
Amarillo	**840519**	Naranja fluorescente	**840524**
Naranja	**840520**	Rosa fluorescente	**840525**
Rojo	**840518**	Azul fluorescente	**840526**
Violeta	**840521**	Verde fluorescente	**840527**
Azul	**840516**	-	-
Verde	**840530**	-	-
Negro	**840522**	-	-
€	**NC -**	**€**	**NC -**
Juego de 5 gradillas de colores surtidos	**840528**	Juego de 5 gradillas de colores surtidos	**840529**
€ 5 unid.	**NC -**	**€ 5 unid.**	**NC -**

Estantes de acrílico

Permite almacenar y manipular las gradillas sin necesidad de apilarlas.

+ Modelo horizontal : 8 cajas para 8 gradillas.
  L x An x Al : 300 x 230 x 115 mm.
+ Modelo vertical : 8 cajas para 8 gradillas.
  L x An x Al : 153 x 230 x 220 mm.

Ref.	Descripción	€ 5 unid.
037579	Estantería horizontal para 8 gradillas	**NC -**
037580	Estantería vertical para 8 gradillas	**NC -**

Racks apilables para 48 microtubos de 1,5 / 2 ml



- De poliestireno
- Para 48 microtubos de diametro 11 mm (1,5 / 2 ml)
- Racks apilables
- Dimensiones superiores (L x an) : 182 x 122 mm
- Dimensión total (L x an x al) : 192 x 122 x 47 mm
- 5 colores diferentes: amarillo, blanco, rojo, morado y verde

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
393003	Gradillas para 48 tubos de centrífuga	10	**NC -**

Gradillas para microtubos



Gradillas de policetona con buena resistencia química (excepto ácidos) para microtubos de 1,5 ml y 2 ml.

- Apilables
- Autoclavables
- Color blanco

Ref.	Capacidad	€
029078	24 (6 x 4)	**NC -**