
Gradillas para microtubos


- De polipropileno
- 80 pocillos
- Autoclavables
- L x An x Al : 228 x 66,4 x 27,5 mm



Blanco	Azul	Verde	Rojo	Violeta	€
330136	**330137**	**330138**	**330139**	**330140**	**NC -**

Gradilla reversible de polipropileno reciclado para microtubos 0,5 ml y 2 ml

- Fabricado íntegramente con polipropileno reciclado (por lo que el color puede variar en diferentes tonos de azul)
- Reversible: un lado con ranuras para microtubos de 0,5 ml y el otro lado para microtubos de 2 ml
- Diámetro interno de pocillo :
  - lado 0,5 ml : 7 mm,
  - lado 2 ml : 12 mm



Ref.	Número de pocillos	Dimensiones externas an x p x al (mm)	€
442311	48	215 x 68 x 27	**NC -**
442312	96	215 x 130 x 27	**NC -**

Gradillas para 100 microtubos

Gradillas de polipropileno para 100 microtubos de 1,5 y 2 ml.

- Se entrega en plano, apilable
- Superficie de marcado en ambas longitudes
- Autoclavable
- Marcado alfanumérico en la bandeja
- 4 colores disponibles: blanco, azul, amarillo y rojo
- Dimensiones: 110 x 263 x 45 mm



Color	Blanco	Azul	Amarillo	Rojo	€
Ref.	**391070**	**391071**	**391072**	**391073**	**NC -**

Gradillas de acrílico transparente para microtubos Eppendorf

- Gradillas pegadas y atornilladas
- Estables



Ref.	Para tubos (ml)	Número de tubos	Dimensiones L x an x al (mm)	€
764037	1,5	2 x 6	132 x 50 x 50	**NC -**
764038	0,5	2 x 12	262 x 50 x 50	**NC -**
764039	1,5	2 x 12	262 x 50 x 50	**NC -**
764040	2,2	2 x 12	262 x 50 x 50	**NC -**
764041	0,5	4 x 12	262 x 100 x 50	**NC -**
764042	1,5	4 x 12	262 x 100 x 50	**NC -**
764043	2,2	4 x 12	262 x 100 x 50	**NC -**
764044	1,5	6 x 12	262 x 125 x 50	**NC -**

Gradillas de acrílico de color para microtubos de 1,5 ml

- Robustas, higiénicas, fáciles de lavar y extremadamente durables.



Dimensiones L x an x al (mm)	145 x 50 x 50	270 x 50 x 50	270 x 100 x 50
Capacidad	2 x 6 tubos	2 x 12 tubos	4 x 12 tubos
Naranja	**764028**	**764031**	**764034**
Azul	**764029**	**764032**	**764035**
Rojo	**764030**	**764033**	**764036**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB