GRADILLAS PARA MICROTUBOS CON TAPÓN DE ROSCA/ MULTI-TUBOS

Rack para microtubos OneHand



¡Para abrir los microtubos de tapón de rosca con una sola mano!

- De polímero a base de acetal
- L x An x Al : 293 x 115 x 39 mm
- Capacidad 84 microtubos

Para los microtubos con faldón, encajan perfectamente en la base de la gradilla y se mantienen fijos. Para otros tipos de microtubos, la parte superior de la gradilla los mantiene fijos gracias a las pinzas que sujetarán los microtubos con ranuras en sus cuellos.

Azul	Verde	Púrpura	Naranja	Amarillo	€
039825	039826	039827	039828	039829	NC -

Sistema de almacenamiento LaboBox

Sistema de almacenamiento flexible que contiene racks, cajas y una caja cajonera compatible. Ordene, almacene y transporte sus tubos con toda seguridad y facilidad



La caja



- Para el almacenamiento y el transporte de las cajas pequeñas
- Contiene 2 cajas por piso en 3 o 4 niveles según el tamaño de las cajas
- De polipropileno, no resistente a la criopreservación
- Dimensiones (L x An x Al) : 185 x 175 x 200 mm

Ref.	Descripción	€
764103	Caja para el sistema LaboBox	NC -

Las cajas

- Cajas con tapas de policarbonato para el almacenamiento de racks
- Resistentes de - 130 °C a + 130 °C, autoclavables y crioconservables
- 2 alturas disponibles: 43 mm ó 55 mm

Ref.	L x An x Al (mm)	Altura interior (mm)	€
764101	170 x 83 x 43	39	NC -
764102	170 x 83 x 55	49	NC -

Los racks



- Fácil de transportar
- De policarbonato
- Marcado alfanumérico
- Dimensiones (L x An x Al) : 164 x 76 x 28 mm
- Resistentes de - 130 °C a + 130 °C y autoclavables
- Para microtubos, tubos de hasta 12,5 mm y 15 mm de diámetro
- Disponibles en 2 colores: transparente y azul

Fondo	Número de pocillos	Para tubos	Transparente	Azul	€
Cónico	5 x 12 (60)	1,5 ml	764095	764098	NC -
Plano	5 x 10 (50)	Ø 12,5 mm	764096	764099	NC -
Plano	4 x 9 (36)	Ø 15 mm	764097	764100	NC -

Gradilla Unirack doble cara




Gradilla de doble cara :

+ cara 1 para 25 tubos de diámetro 10 y 12 mm
+ cara 2 para 16 tubos de PCR ó microtubos de 0,2 a 0,5 ml

Color	Azul	Rojo	Amarillo	€ 10 unid.
Ref.	040784	040785	040786	NC -

Gradilla 1 cara multitubos



Gradilla de polipropileno para almacenar por una sola cara 24 microtubos de 1,5/2 ml, 16 microtubos de 0,5 ml y 32 microtubos de 0,2 ml.

- Resistente a -80°C
- Tapa translúcida

Ref.	Descripción	€
879070	Gradilla multitubo	NC -