Gradillas de doble cara para microtubos




Configuración A



Configuración B
Snap-in



Configuración B Eco
Tapa no incluida



Configuración D



Configuración E

	Versión estándar				Versión eco	
Capacidad microtubos	**Configuración A**	**Configuración (snap-in) B**	**Configuración D**	**Configuración E**	**Configuración B**	**Configuración B**
0,2 ml	-	-	96	96	-	-
0,5 ml	8 y 32	96	96	96	96	96
1,5 ml y 2 ml	8 y 32	96	-	12	96	96
Tapa	Opcional	Incluye	Incluye	Incluye	Opcional	Opcional
Índice alfanumérico.	No	Sí	Sí	Sí	No	No
Azul	-	**037574**	-	-	**048018A**	**048018**
Verde	-	**037575**	-	-	**048019A**	**048019**
Naranja	-	-	-	-	**840665A**	**840665**
Rojo	-	-	-	-	**038171A**	**038171B**
Rosa	-	**037576**	**038172**	-	-	-
Violeta	-	-	-	-	**038173A**	**038173B**
Amarillo	-	**037577**	-	-	**048020A**	**048020****
€	-	**NC -**	**NC -**	-	**NC -**	**NC -**
Natural	-	**037573**	-	-	**048017A**	**048017****
€	-	**NC -**	-	-	**NC -**	**NC -**
Colores mixtos	-	**037578***	-	-	-	-
€	-	**NC -**	-	-	-	-
Azul fluorescente	-	-	-	-	**038168A**	**038168B**
Verde fluorescente	-	-	**038169**	-	**038169A**	**038169B**
Naranja fluorescente	-	-	**038170**	**038178**	**038170A**	**038170B**
Rosa fluorescente	-	-	-	-	**038172A**	**038172B**
Amarillo fluorescente	-	-	-	-	**038174A**	**038174B****
€	-	-	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Colores mixtos	**045450***	-	-	-	**038175A***	**038175B****
€	**NC -**	-	-	-	**NC -**	**NC -**
Tapa transparente opcional	-	-	-	-	**048015A**	**048015****
€	-	-	-	-	**NC -**	**NC -**

* Las 5 ** Las 10

- De polipropileno
- Congelables
- Autoclavables

Configuración A
Lado 1: 32 microtubos 1,5 / 2 ml + 8 microtubos 0,5 ml
Lado 2: 32 microtubos 0,5 ml + 8 microtubos 1,5 / 2 ml
Dimensiones (an x p x al) : 258 x 79 x 28 mm

Configuración B
Lado 1: 96 microtubos 1,5/ 2 ml
Lado 2: 96 microtubos 0,5 ml
Dimensiones (an x p x al) : 242 x 120 x 47,5 mm

Configuración D
Lado 1: 96 microtubos 0,2 ml (individuales o en tiras)
Lado 2: 96 microtubos 0,5 ml
Dimensiones (an x p x al) : 216 x 114 x 38 mm

Configuración E
Lado 1: 12 microtubos 1,5 ml + 96 microtubos 0,2 ml (individuales o en tiras)
Lado 2: 96 microtubos 0,5 ml
Dimensiones (an x p x al) : 216 x 114 x 38 mm