Rack 4 lados Flipper

- De polipropileno , autoclavable
- 4 colores: verde, azul, rojo y amarillo

Lado A	4 tubos cónicos 50 ml
Lado B	18 microtubos 5 ml y 32 microtubos 0,5 ml
Lado C	12 tubos cónicos 15 ml
Lado D	32 microtubos 1,5 ó 2,0 ml
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	173 x 91 x 51
Ref.	840877
€ 4 unid.	NC -




Gradillas ajustables para tubos Adapt-a-Rack

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Gradillas flexibles para sujetar tubos de diferentes diámetros.

- De polioximetileno
- Disponible en diferentes colores para su identificación
- Laterales abiertos para visualización de marcas
- Conectables entre ellos (sostener por debajo durante el transporte)
- Dimensiones L x An x Al : 181 x 56 x 76 mm
- Autoclavables

Ref.	Color	Unid./ caja	€/ caja
320140	Azul / Verde	2	NC -
320141	Azul / Amarillo	2	NC -
320142	Rosa / Blanco	2	NC -
320143	Azul / Azul	2	NC -
320144	Blanco / Blanco	2	NC -
320145	Rosa / Rosa	2	NC -
320146*	Amarillo / Amarillo	2	NC -
320147	Verde / Verde	2	NC -



* Dimensiones: 104 x 202 x 59 mm.

Gradillas barril



Gradilla con módulos giratorios como los de un barril. Se pueden utilizar los módulos separados o armados. Conjunto de 4 gradillas de color verde, azul, rojo, amarillo.

- Polipropileno, autoclavable con precaución

Modelo	Gradilla barril	Gradilla barril Eco
Dim. L x An x Al	108 x 108 x 69 mm	108 x 108 x 68 mm
Rango de temp.	- 80 °C a + 121 °C	- 30 °C a + 121 °C
Capacidad	2 tubos 50 ml + 8 tubos 15 ml	
	12 microtubos 1,5 ml ó 2 ml ø max. 11 mm	9 microtubos 1,5 ml ó 2 ml ø max. 11 mm
	6 microtubos 0,5 ml ø max. 8 mm	
	1 placa PCR (uso de 2 módulos)	
	6 tiras PCR 8 microtubos por módulo	
	8 tiras de PCR 12 tubos en 2 módulos	
	48 microtubos PCR en 1 módulo	
Ref.	048021	048021B
€	NC -	NC -

Rack de 4 módulos con movimiento circular Rota-Rack



L x An x Al :
208 x 100 x 100 mm

L x An x Al :
224 x 112 x 112 mm



- Cada módulo gira y se ajusta al siguiente módulo
- 2 modelos para tubos o microtubos
- Los 4 módulos tienen colores diferentes (rosa, amarillo, azul, verde)

Capacidad Micro Rota-Rack

+ 6 microtubos de 15 ml ;
+ 9 microtubos de 1,5-2 ml ;
+ 12 microtubos de 0,5-0,6 ml ;
+ 32 microtubos PCR de 0,2 ml o 4 tiras de 8 microtubos PCR.

Capacidad Macro Rota-Rack

+ 2 tubos de 50 ml ;
+ 8 tubos de 15 ml ;
+ 6 tubos de 16-20 mm ;
+ 10 tubos de 10-13 mm.

Ref.	Descripción	€
037781	Macro Rota-Rack para tubos	NC -
037782	Micro Rota-Rack para microtubos	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB