Racks Multirack encajables



Racks de polipropileno de 4 lados, encajables.

	Azul	Púrpura
L x An x Al (mm)	100 x 95 x 49	100 x 95 x 49
Capacidad		
Lado 1	5 tubos de 50 ml (ø 30 mm)	16 tubos de 15 ml (ø 17 mm)
	8 microtubos de 1,5 ml (ø 17 mm)	9 microtubos de 1,5 ml (ø 12 mm)
Lado 2	26 microtubos de 1,5 ml (ø 12 mm)	15 microtubos de 1,5 ml (ø 12 mm)
	13 microtubos de 0,5 ml (ø 8 mm)	28 microtubos de 0,5 ml (ø 8 mm)
Lado 3	6 tubos de 15 ml (ø 17 mm)	6 tubos de 15 ml (ø 17 mm)
	6 microtubos de 1,5 ml (ø 12 mm)	6 microtubos de 1,5 ml (ø 12 mm)
Lado 4	2 tubos de 50 ml (ø 30 mm)	2 tubos de 50 ml (ø 30 mm)
Ref.	**888118**	**888119**
€	**NC -**	**NC**

Juego de 4 rejillas multitubo sobre bandeja



Ingenioso y polivalente, este kit es indispensable en la mesa de trabajo, ya que se presta a todas las configuraciones. Compuesto por una bandeja y un juego de 4 rejillas de polipropileno de 4 lados:

+ 1 cara para 12 microtubos de 0,5 ml (ø 10 mm)
+ 1 cara para 9 criotubos (ø 11 mm) o 9 microtubos de 1,5 ml / 2 ml
+ 1 cara para 6 tubos de 15 ml (ø 17 mm)
+ 1 cara para 2 tubos de 50 ml (ø 30 m)


- Cada gradilla puede ser utilizada individualmente
- Colores mixtos
- Utilización de -80 °C a +115 °C
- Bandeja de transporte (o almacenamiento) incluida
- L x An x Al de la gradilla : 92 x 92 x 48 mm

Ref.	Descripción	€
045428	Juego de 4 gradillas rojo, azul, blanco, verde + bandeja	**NC -**
045429	Juego de 4 gradillas fluo verde, naranja, rosa, amarillo + bandeja	**NC -**

Racks reversibles de varios lados



Configuración A



Configuración B y C



Configuración D

- Para almacenar todos los diámetros de tubos, microtubos, criotubos, para organizar sus preparaciones e identificar sus tubos en el escritorio
- De polipropileno autoclavable
- Apto para baño maría y congelación

Configuración A - 4 lados para :
+ 32 microtubos 0,5 ml
+ 32 microtubos 1,5 ml o tubos ø 12 mm
+ 12 tubos cónicos 15 ml ø 17 mm
+ 4 tubos cónicos 50 ml ø 30 mm

L x An x Al : 174 x 95 x 52 mm.

Configuración B - 4 lados para :
+ 8 tubos cónicos 50 ml ø 30 mm
+ 20 tubos ø 20 mm
+ 24 tubos cónicos 15 ml ø 17 mm
+ 40 tubos ø 13 mm

L x An x Al : 198 x 114 x 95 mm.

Configuración C - 4 lados para :
+ 12 tubos ø 25 mm
+ 20 tubos ø 20 mm
+ 24 tubos cónicos 15 ml ø 17 mm
+ 40 tubos ø 13 mm

L x An x Al : 198 x 114 x 95 mm.

Configuración D - 4 lados para :
+ 4 tubos cónicos 50 ml ø 30 mm
+ 10 tubos cónicos 15 ml ø 17 mm
+ 12 tubos ø 12 mm
+ 16 microtubos 1,5 ml ó 2 ml

L x An x Al : 108 x 113 x 113 mm.

	Configuración A	Configuración (snap-in) B	Configuración C	Configuración D
Natural	037559	-	-	-
Azul	**037560**	**045431**	**-**	**-**
Verde	**037561**	**045432**	**-**	**-**
Naranja	**037562**	**045433**	**045441**	**-**
Rosa	**037563**	**045434**	**045442***	**-**
Amarillo	**037564**	**045436**	**-**	**-**
€	**34,30 -**	**53,70 -**	**46,30 -**	**-**
5 colores variados	**037565**	**045437**	**-**	**037572**
€ 5 unid.	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**

*rojo