Gradilla universal escalonada




Gradilla de poliestireno antichoque con escalones para el almacenamiento de :
- + 5 tubos de 50 ml (ø 30 mm) ;
- + 8 tubos 15 ml (ø 17 mm) ;
- + 10 tubos 5 ml (ø 12 - 13 mm) ;
- + 12 microtubos 1,5 ml ó 2 ml (ø 11 - 12 mm).

Dimensiones de la base : 134 x 201 mm.
Altura de los soportes (de abajo a arriba) : 26, 32, 38 y 51 mm.

Color	Azul	Verde	Amarillo	€ 5 unid.
Ref.	064012	064013	064014	NC -

Gradillas ensamblables de doble escalón



- Capacidad 20 microtubos 1,5 ml ó 2 ml
- Gradilla escalonada numerada para facilitar el acceso a los microtubos
- Ensamblables

Color	Azul	Surtidos*	€ 6 unid.
Ref.	037541	037543	NC -

Gradillas escalonadas para 48 microtubos



Gradillas rígidas de polipropileno para 48 microtubos.

- Índice alfanumérico
- Pies de goma

Ref.	Descripción	€
015170A	Gradilla para 48 microtubos de 0,5 ml o 0,65 ml	NC -
015190A	Gradilla para 48 microtubos de 1,5 ml o 2 ml	NC -



¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER

