Gradillas flotantes para microtubos

- Para tubos de 1,5 y 2 ml
- Autoclavables
- Utilización de -190 °C a +122 °C

Ref.	Descripción	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
949862	Gradilla flotante para 24 tubos con caja con bisagras con tapa	10	100	NC -
949863	Gradilla flotante para 24 tubos	10	100	NC -
949861	Gradilla flotante para 48 tubos con caja con bisagras con tapa	5	50	NC -



Mini rack flotante para 12 microtubos

- Polipropileno, autoclavable a 121°C
- Con lengüetas de sujeción
- Para 12 microtubos de 1,5 ó 2 ml
- Diámetro de 9,5 cm se ajusta a la mayoría de los vasos de 100 ml
- Puede utilizarse con o sin soporte para vortex

Color	Natural	Turquesa	Fuschia	€
Mini rack	088752	088753	088754	NC -
Mini rack con soporte	088756	088757	-	NC -



Gradillas de polipropileno

Gradillas redondas o cuadradas para atemperar, enfriar o incubar los microtubos

- 4 patas sujetan la gradilla
- Resistente a temperaturas de -70 °C a + 100 °C
- Autoclavables
- Indicadores alfanuméricos


Ref.	Forma	Tipo microtubos	Capacidad	Color	L x An x Al (mm)	€ 4 unid.
029168	Cuadrada	1,5 / 2 ml	16 (4 x 4)	Blanco	103 x 103 x 65	NC -
029169	Redonda	1,5 / 2 ml	8	Blanco	ø 66 x 65	NC -
029170	Redonda	1,5 / 2 ml	20	Blanco	ø 96 x 65	NC -



Gradilla flotante para microtubos

- De polipropileno virgen, utilizable de -80 °C a +121 °C
- Para utilización en baño maría o en incubador
- Para 18 tubos de 1,5 /2 ml
- Rejilla numerada
- Asa de agarre
- Al x An x L : 40 x 90 x 133 mm

Ref.	Descripción	€ 5 unid.
442042	Gradilla flotante color blanco para microtubos	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB