
Gradillas flotantes de espuma



Gradillas de espuma para tubos y microtubos flotantes en baño maría, con asa de sujeción.

Ref.	Descripción	Color	€ 5 unid.
037544	Gradillas para 4 tubos ø 30 mm 50 ml	Verde	**NC -**
037545	Gradillas para 8 tubos ø 17 mm 15 ml	Azul	**NC -**
037546	Gradilla para 24 microtubos de 1,5 ml o 2 ml	Amarillo	**NC -**

Gradilla flotante para microtubos PCR



- En espuma roja
- Para 10 tubos PCR o 4 tiras de 8 microtubos

Ref.	Descripción	€ 10 unid.
030122	Gradilla flotante para 10 tubos PCR	**NC -**
030123	Gradilla flotante para 4 tiras de 8 tubos PCR	**NC -**

Gradillas flotantes para microtubos



- De polipropileno
- Lengüeta para sujetar el tubo a la gradilla
- Asas de transporte
- Autoclavables

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x p x Al (mm)	Unid./caja	€/ caja
947717	60 microtubos 1,5 - 2 ml	269 x 77 x 43	2	**NC -**
088899	24 microtubos 5 ml	170 x 79 x 54	2	**NC -**

Visiten nuestras WEB