
Caja de transporte

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

Sistema de transporte cerrado de policarbonato transparente para proteger al usuario durante el transporte de la muestra.

- Para usar con racks Unwire
- Asas internas moldeadas
- Las abrazaderas garantizan una buena estanqueidad
- En conformidad con la norma de transporte de los agentes patógenos OSHA
- Estándar 29 CFR Part 1910.1030
- Autoclavable desmontado
- Dim. L x P x Al : 370 x 185 x 173 mm



Ref.	Descripción	€
028014	Caja de transporte	NC -

Cajas de transporte

- De policarbonato
- Autoclavables
- Cierre asegurado por 3 abrazaderas
- Junta de silicona
- Asa de transporte
- Se proporcionan separadores para crear compartimentos
- Dimensiones: 380 x 196 x 160 mm



Color	Transparente abrazaderas azules	Rojo translúcido	Amarillo translúcido	€
Ref.	320096	320097	320098	NC -

Cestas de alambre de acero inoxidable

Cestas redondas o cuadradas de acero inoxidable con asa.



Cestas redondas

Ref.	Forma	ø x al (mm)	€
140750	Redonda	140 x 140	NC -
170751	Redonda	160 x 160	NC -
140754	Redonda	300 x 200	NC -

Cestas cuadradas

Ref.	Forma	L x An x Al (mm)	€
140756	Cuadrada	160 x 160 x 140	NC -
140758	Cuadrada	200 x 200 x 200	NC -

Cestas de aluminio

Para el almacenamiento o el lavado de tubos de vidrio o de pequeños accesorios. Autoclavables



Ref.	L x An x Al (mm)	€
037622	256 x 152 x 152	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB