Cestas de alambre de acero inoxidable



- De acero inoxidable
- AISI 304
- Pulido electrolítico

Dimensiones ø x al (mm)	sin separadores		con separador	
	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
150 x 120 mm	068598	NC -	068602	NC -
210 x 180 mm	068599	NC -	068603	NC -
240 x 180 mm	068601	NC -	068604	NC -

Cesta de acero inoxidable con malla



- De acero inoxidable
- Malla : 8 mm

Ref.	ø x al (mm)	€
076501	100 x 80	NC -
076502	120 x 100	NC -
076503	150 x 120	NC -
076504	180 x 160	NC -
076505	210 x 180	NC -
076506	240 x 180	NC -
076507	270 x 180	NC -
076508	300 x 200	NC -

Cesta portapipetas



- De acero inoxidable
- AISI 304
- Pulido electrolítico
- ø x al (mm) : 250 x 90

Ref.	Descripción	€
068591	Cesta portapipetas	NC -

Escurridor de poliestireno



- Antichoque
- Placa de soporte de 4 mm
- 72 ranuras para material de vidrio con una abertura de 15 mm de diámetro y 11 ranuras para tubos de 6 mm de diámetro
- Los soportes se pueden quitar fácilmente
- Entregado con kit de drenaje (racor + tubo)
- Tubos de descarga diámetro int. 11 mm y ext. 13 mm
- L x Al x An : 450 x 63 x 110 mm

Ref.	Descripción	€
391593	Escurridor de poliestireno	NC -

Escurridor de acero epoxi



Soportes de acero recubierto de epoxi para secado de material de laboratorio. Incluye 14 varillas dobles (18 mm de ancho) ideales para material de vidrio pesado y 12 varillas de 102 mm.

- Adecuados cualquier material de laboratorio : tubos, vasos, Erlenmeyeres, botellas
- Con fondo de recuperación de las gotas y parte trasera de poliestireno
- Práctico : se colocan en una mesa ó se cuelgan de la pared
- Gran capacidad
- L x Al x An : 430 x 480 x 170 mm

Ref.	Descripción	€
045842	Escurridor de acero epoxi para material de laboratorio	NC -