Tubos de poliestireno de fondo plano, no estériles, sin tapón



Volumen (ml)	Dimensiones (mm)	Tubos solos (sin tapón) Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Tapones entrantes cubreobjetos Ref.	Unid./ caja	€/ caja
28	ø 26 x 64	**205101**	1500	**271 -**	**326312**	6000	**NC -**
35	ø 31 x 56	**214101**	1300	**198 -**	**328312**	5000	**NC -**
54	ø 41 x 60	**223101**	800	**223 -**	**331312**	2500	**NC -**
68	ø 36 x 83	**217101**	605	**188,20 -**	**329312**	3800	**NC -**

Tubos para Drosophila



- 3 resinas :
  - PS transparente : no autoclavable ;
  - Resina K : ideal para el transporte, muy resistente, prácticamente irrompible, no autoclavable ;
  - PP : translúcido y autoclavable
- 2 tamaños de tubo:
  - estrecho: 25 x 95 mm
  - ancho: 28,5 x 95 mm
- Se suministran en bandejas de 100, dispuestas 10 x 10 (5 x 100 tubos por caja) o a granel

Material	ø x al (mm)	Sueltos Ref.	Unid./ caja	€/ caja	En una bandeja de 100 Ref.	Unid./ caja	€/ caja
PS	24 x 75	**789007B**	400	**89 -**	**-**	-	**-**
PS	25 x 95	**789008**	500	**95,90 -**	**789001B**	500	**NC -**
PS	28,5 x 95	**789009**	500	**115,10 -**	**789002**	500	**NC -**
Resina K	25 x 95	**789010**	500	**286 -**	**789003**	500	**NC -**
Resina K	28,5 x 95	**-**	-	**-**	**789004**	500	**NC -**
PP	25 x 95	**789012**	500	**289 -**	**789001PP**	500	**NC -**
PP	28,5 x 95	**789013**	500	**339 -**	**789002PP**	500	**NC -**

Tubos otros tamaños De poliestireno, fondo plano, sueltos.

Ref.	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
205101	24 x 64	1500	**NC -**
217101	36 x 83	605	**NC -**
999021	52 x 102 (cuello de rosca)	250	**NC -**
999021B	52 x 102 (cuello de rosca)	320	**NC -**
080700	25 x 95	500	**NC -**
080702	28,5 x 95	400	**NC -**

Droso-plugs™



- Estructura celular ultra densa : 92,1 kg/m²
- Fácil de cerrar
- Reutilizables (lavables)

Ref.	Tapón para	Unid./ caja	€/ caja
789190	Botella	1536	**NC -**
789215	Botella de plástico	2560	**NC -**
789193	Tubo estrecho	6760	**NC -**
789194	Tubo ancho	4840	**NC -**

