Tapones Flugs™

- Tapón antiácaros
- De acetato de celulosa densa para tubos y frascos para drosophilas
- Mejor barrera que el algodón o el rayón

Ref.	Tapón para	Unid./ caja	€/ caja
789034	Botella de plástico ø 38 mm	1000	**NC -**
789035	Tubo ø 28,5 mm	1000	**NC -**
789036	Tubo ø 25 mm	1000	**NC -**
789037	Botella de vidrio ø 22 mm	1000	**NC -**




Tabla de compatibilidad de tubos y tapones



	789034	789035	789036	789037	789028	789038	789042	789044	789043	789041	789046	789045
Tubos 24 x 75 mm				x			x			x	x	x
Tubos 25 x 95 mm			x				x			x	x	x
Tubos 28,5 x 95 mm		x			x			x			x	x
Botella PP redonda 64 x 103 mm ref. 789020	x					x					x	x
Botella PP redonda 60 x 130 mm ref. 789021	x					x					x	x
Botella PP cuadrada 57 x 103 mm ref. 789022	x					x					x	x
Botella PE cuadrada 57 x 103 mm ref. 789025						x					x	x
Botella PE cuadrada 57 x 103 mm ref. 789024	x					x					x	x
Botella de vidrio ref. 789040									x		x	x

Gradillas de cartón para tubos drosophila




- Para tubos de drosophila
- En caja, con o sin separadores para 100 tubos
- En cajas de 50 gradillas

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
789016	Bandeja sola - para tubos Ø 25 mm	50	**NC -**
789017	Bandeja sola - para tubos Ø 28,5 mm	50	**NC -**
789018	Separadores para tubos Ø 25 mm	50	**NC -**
789019	Separadores para tubos Ø 28,5 mm	50	**NC -**

Bandejas de acero inoxidable

- Las bandejas se venden sin separadores, que deben pedirse por separado



Ref.	Descripción	€
789217	Bandeja de acero inoxidable para 10 x 10 tubos 25 mm	**NC -**
789218	Bandeja de acero inoxidable para 10 x 10 tubos 28,5 mm	**NC -**

Frascos de almacenaje de drosophila

- Frascos de plástico reutilizables
- 789024B rediseñado: aptas para todos los tapones, mejor visibilidad, intervalo de graduación de 12,5 ml
- 3 materiales :
  - de polietileno: buena transparencia y cuello flexible, no autoclavables ;
  - de polipropileno: transparente, cuello rígido, autoclavables ;
  - de vidrio: para un uso a largo plazo, autoclavables

Ref.	Material	Forma	Vol. (ml)	ø x al (mm)	Tapón adaptable	Unid./ caja	€/ caja
789021	PP	Redonda	237	64 x 130	Universal	250	**NC -**
789022B	PP	Cuadrada	177	57 x 103	Universal	250	**NC -**
789024B	PE	Cuadrada	177	57 x 103	Universal	250	**NC -**
789040	Vidrio	Redonda	-	63 x 136*	Cub. papel + Droso plug	60	**NC -**

* altura : 136 mm / ø base : 63 mm.
* ø altura ext. : 55,5 mm / ø altura int. : 42 mm / ø altura int. cuello : 35,2 mm.



789022B y 789024B — 789021 — 789040

Accesorio

Ref.	Descripción	€
789053	Bandeja de aluminio para 4 x 5 botella	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB