Frascos para Drosophila



NUEVO



- De polipropileno
- Autoclavables
- Con fondo cuadrado
- Cuello rígido para facilitar el manejo
- Graduaciones moldeadas

Ref.	Volumen (ml)	Ø cuello (mm)	Ø cuello fondo (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
010223	177	43	55,6	103,3	200	**NC -**

Tapones de espuma de alta densidad

- Reducción de la evaporación
- Ideales para retiradas repetidas

Ref.	Compatibilidad	Unid. de env.	Unid./ caja	€
010224	Botella 010223	50	1000	**NC -**

Tapones de espuma gris ClearLine®



- En espuma de poliéter P2560
- Reutilizable
- Superficie lisa para marcar con rotulador
- Densidad 25 kg/m3
- Capacidad de carga 6,3 kPa

Ref.	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
999046CL	50	50	100	**NC -**
999047CL	40	40	100	**NC -**
999048CL	26	30	100	**NC -**

Bolas y cordón de algodón o rayón



- Para el cierre de frascos y tubos para drosophilas
- Las cuerdas se cortan a las dimensiones seleccionadas

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
789041	Bola de rayón para tubo de 25 mm	2000	**NC -**
789042	Bola de algodón para tubo de 25 mm	2000	**NC -**
789043	Bola de algodón para tubo de 28,5 mm	2000	**NC -**
789044	Bola de algodón para frasco	2000	**NC -**
789045	Rollo de hilo de rayón	7,5 kg	**NC -**
789046	Rollo de hilo de algodón	7,5 kg	**NC -**

Tapones blancos o grises de espuma



- Reutilizable
- Color blanco o gris
- Superficie relativamente lisa para marcar con rotulador

Ref.	Descripción	Color	Unid./ caja	€/ caja
330070	Tapón de espuma ø x al = 36 x 40 mm	Blanco	605	**NC -**

Gasa de quesería



- De algoodón 100 % tejido
- 28 x 24 hilos por pulgada cuadrada
- Desplegado : 91,4 cm x 64 m

Ref.	Descripción	€
789056	Gasa de quesería	**NC -**