Dispositivo de llenado Droso-Filler

Dispositivo de llenado de alimentos para tubos.

- Para llenar 100 tubos de diámetro fino
- Para llenar 100 tubos de diámetro ancho
- Para llenar 25 botellas cuadradas a la vez utilizando la bandeja

Ref.	Para	Tubos adecuados (mm)	Dimensiones ext. (cm)	Dimensiones int. (cm)	Distancia entre agujeros (cm)	€/ caja
789166	Tubos finos	Ø 25	31,4 x 34,9 x 29,2	26 x 27,9 x 14	2,54	**NC -**
789167	Tubos anchos	Ø 28,5	35,5 x 36,8 x 30,5	29,8 x 30,2 x 14	3,17	**NC -**
789168	Frascos cuadrados	57 x 57	35,5 x 36,8 x 30,5	29,8 x 30,2 x 14	5,71	**NC -**



Jaula de puesta para drosophila

- De acrílico de larga duración
- Jaula de LDPE flexible
- Jaula para embriones de moscas
- Filtro de acero inoxidable de 97 µm para facilitar la respiración y eliminar la condensación
- Con tapón de LDPE flexible que acepta una placa de Petri
- La placa se sujeta de forma segura en la tapa
- Limpiar sólo con agua jabonosa, no lavar con etanol u otros alcoholes

Ref.	Modelo	ø x al (cm)	Para placas de Petri	Unid./ caja	€/ caja
789127	Mini	3,75 x 5,8	ø 35 mm	4	**NC -**
789092	Large	8,75 x 14,8	ø 100 mm	4	**NC -**



Tapones de recambio

Ref.	Modelo tapón	Unid./ caja	€/ caja
789128	Para jaula de puesta modelo Mini (789092)	8	**NC -**
789123	Para jaula de puesta modelo Small (789066)	8	**NC -**
789120	Para jaula de puesta modelo Large (789092)	8	**NC -**

Película adhesiva GeneSeal

Ref.	Descripción	€
789163	Película GeneSeal para tubo ø 24 mm - rollo 192 m	**NC -**
789164	Película GeneSeal para tubo ø 28,5 mm - rollo 192 m	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB