Accesorios para Drosophila

Regulador FlowBuddy

Ref.	Descripción	€
789099	Regulador FlowBuddy	NC -
789067	Regulador FlowBuddy completo* con estándar FlyPad	NC -
789181	Regulador FlowBuddy completo* con Ultimate FlyPad	NC -
789100	Regulador FlowBuddy mural	NC -
789101	Regulador FlowBuddy completo* de pared con estándar FlyPad	NC -
789182	Regulador FlowBuddy completo* de pared con Ultimate FlyPad	NC -

*Sistema completo : FlowBuddy + asa anestésica con tubo en espiral y aguja 0,05 x 1 3/16" (o bajo solicitud aguja 0,072 x 1 3/4") + soporte estánda FlyPad o Ultimate FlyPad + 182,88 cm de tubo ø 1/8".

Pedal FlyStuff

Ref.	Descripción	€
789102	Pedal FlyStuff	NC -
789103	Pedal FlyStuff completo*	NC -
789180	Pedal FlyStuff completo* con Ultimate Flypad (sin marco)	NC -

* Sistema completo : 1 pedal FlyStuff + 1 marco Flypad + 152,40 cm de tubo ø 1/8" + 1 conexión "T" + asa anestésica con tubo en espiral y aguja 0,05 x 1 3/16" (o aguja 0,072 x 1 3/4" bajo solicitud).

Accesorios para anestesia

Ref.	Descripción	€
789110	Tubo transparente de 33 cm	NC -
789111	Tubo verde de 33 cm	NC -
789112	Tubo ver en espiral	NC -
789113	Conexión "T"	NC -
789185	Reductor de tubo 3/16" (4,75 mm)	NC -
789184	Reductor de tubo 1/4" (6,40 mm)	NC -
789124	Conector de tubo	NC -

Asa de anestesia Blowgun

Ref.	Descripción	€
789096	Asa de anestesia	NC -
789178	Mini asa de anestesia	NC -
789097	Aguja de recambio 0,05 x 1 3/16"	NC -
789098	Aguja de recambio larga 0,05 x 1 3/4"	NC -
789179	Adaptador Luer lock	NC -

FlyPad

Ref.	Descripción	€
789060	Soporte FlyPad estándar 8,1 x 11,6 cm	NC -
789059	Marco FlyPad estándar 127 x 91 x 12 mm	NC -
789094	Soporte FlyPad ancho 10,1 x 14 cm	NC -
789095	Marco FlyPad modelo grande 147 x 109 x 12 mm	NC -
789183	Ultimate FlyPad con accesorios*	NC -
789273	Conector rápido para tubo ø interno 3 mm ó 1/8"	NC -

*Cada Ultimate FlyPad contiene 2 almohadillas de recambio, llave allen, tubo Genesee de 152,40 cm, 2 tapones roscados, 1 (un) 1/8" I.D. threaded input y 1 (un) 1/4 " I.D. threaded input.

Otros accesorios

Ref.	Descripción	€
789106	Cartucho de CO2 de 16 g	NC -
789114	Adaptador, 1/8" x 5/16-3/8"	NC -
789219	Esmalte de uñas transparente	NC -

Cepillos

Ref.	Modelo tapón	Unid./ caja	€/ caja
789212	Cepillo superconductor para drosophilas	3	NC -
789213	Cepillo y soporte para drosophilas	1	NC -















