Paquete de polvo de Agar a base de uva



- Agar rico en sabor y color ciruela; sólo hay que añadir agua
- Fabricado por liofilización que conserva los sabores, nutrientes y color de las uvas
- Cada paquete está diseñado para 500 ml de Agar
- Calentar en el microondas o en una placa calefactora
- Rendimiento aproximado por paquete : 79 placas de ø 35 mm, 47 placas de ø 60 mm, 24 placas de ø 100 mm

Ref.	Descripción	€ 25 packs
789132	Agar de uva para el crecimiento de embriones de Drosophila	NC -

Alimento para drosophila



Tegosept

- Se utiliza como conservador, inodoro, insípido, no tóxico
- Activo a baja concentración contra muchos microorganismos
- Sinónimos: ácido benzoico, p-hidroxi-, éster de metilo; metilparabeno; nipagen; Lexgard M.

Ref.	Descripción	€
789063	Tegosept 1 kg	NC -
789130	Tegosept 5 kg	NC -
789131	Tegosept 25 kg	NC -

Sémola de maiz amarilla

- Desactivado
- Control de calidad lote a lote

Ref.	Descripción	€
789147	Sémola de maiz amarilla 5 kg	NC -
789129	Sémola de maiz amarilla 11,3 kg	NC -

Propionato de sodio

- Solución segura y económica, buena alternativa al ácido propiónico
- Polvo fácilmente soluble en agua
- Se utiliza como conservante

Ref.	Descripción	€
789177	Propionato de sodio 1 kg	NC -

Melaza

Ref.	Descripción	€
789214	Melaza sin azufre 1 galón 3,78 l	NC -

Levadura seca inactiva

- Fuente natural de minerales y aminoácidos en la nutrición de Drosophila
- Se disuelve fácilmente en todas las recetas de comida para moscas

Ref.	Descripción	€
789126	Levadura seca inactiva 5 kg	NC -
789195	Levadura seca inactiva 10 kg	NC -
789196	Levadura seca inactiva 22,68 kg	NC -

Levadura seca activa

- Se suministra en una bolsa de 900 grs, sellada al vacío en una bolsa de aluminio
- Consérvese a temperatura ambiente

Ref.	Descripción	€
789093	Levadura seca activa 900 g	NC -