## Esquiladoras para animales

| Modelo | SUPER TRIM | REX MINI |
|---|---|---|
| Materiales de las cuchillas | Acero inoxidable | |
| Anchura de las cuchillas (mm) | 32 | 32 |
| Longitud de corte (mm) | 0,4 | 0,1 |
| Velocidad de las cuchillas (rpm) | 5750 | 3000 |
| Autonomía de la batería (min) | 100 | - |
| Dimensiones (an x p x al) (mm) | - | 136 x 41 x 35 |
| Peso (g) | 130 | 190 |
| Ref. | **067254B** | **067251** |
| € | **NC -** | **NC -** |




067254B



067251

## Sistema de toma de muestras de nematodos

Bolígrafo WormStuff con un soporte magnético para acoger una punta para la recogida de muestras, de platino espatulado.
Longitud bolígrafo : 125 mm . Longitud punta de platino : 25 mm.

- Para la recuperación y la recogida fácil de gusanos
- 2 tipos de materiales posibles : hilo de platino puro (99,95 %), mas flexible o hilo de platino/iridio (90 %/10 %) mas rígido
- 2 diámetros posibles : calibre 30 (0,254 mm) o calibre 32 (0,203 mm)
- La versión en bolsa le permite realizar sus propias puntas (no son compatibles con WormStuff)



### Sistema de muestreo WormStuff - soporte punta solo


| Azul | Negro | Verde | Violeta | Rojo | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **789270** | **789277** | **789278** | **789279** | **789280** | **NC -** |



### Bobina de hilo

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| **789266** | Bobina 1 metro platino 99,95 % calibre 30 (diam : 0,254 mm) | **NC -** |
| **789267** | Bobina 1 metro platino 99,95 % calibre 32 (diam : 0,203 mm) | **NC -** |

| | | | | 6 agujas | 36 agujas |
|---|---|---|---|---|---|
| Calibre Worm Pick | Ø (mm) | % Platino | % Iridio | Ref. | Ref. |
| 30 | 0,254 | 99,95 | ‹ 0,005 | **789260** | **789263** |
| 32 | 0,203 | 99,95 | ‹ 0,005 | **789261** | **789264** |
| 30 | 0,254 | 90 | 10 | **789262** | **789265** |
| | | | € | **NC -** | **NC -** |



789280

789279

789278

789277

789270

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB