Atención: **Ningún** criotubo está destinado a ser sumergido directamente en la fase líquida del nitrógeno líquido, sino sólo a ser almacenado en la fase gaseosa del nitrógeno. Si el nitrógeno líquido entrara en el tubo, habría riesgo de explosión debido a la presión generada por el paso del nitrógeno de la fase líquida a la fase gaseosa durante la extracción y/o la descongelación de los tubos.

Criotubos con código de barras 1D ClearLine®





Calidad ClearLine®

- Polipropileno virgen; grado médico
- Utilización hasta- 196 °C
- Libres de ATP
- USP Clase VI (no citotóxicos y no hemolíticos)
- Esterilizados por rayos Beta, SAL 106

Pirógenos · Inhibidor de PCR · ADN humano · DNasa RNasa · Endotoxinas · CE IVD

- Tapón de rosca bi-inyectado, de plástico y silicona: no hay riesgo de fugas y contaminación - excelente agarre para enroscar y desenroscar el criotubo
- Pieza estrellada en la parte superior del tapón; apta para ser utilizada con tapones/descapsuladores
- Graduados, área de escritura
- Se entrega con un código de barras de secuencia aleatoria preimpreso
- Fondo para encajar en las gradillas de policarbonato (sólo tubos de fondo con faldón)
- Autoclavable (abierto) con vapor a 121°C durante 20 minutos.

Criotubos de rosca externa



390700 390701 390702 390703 390704 390705

Volumen (ml)	Faldón	Criotubos con tapón natural	€ 50 unid.
1	Sí	**390700**	**NC -**
2	Sí	**390701**	**NC -**
2	No	**390702**	**NC -**
3	Sí	**390703**	**NC -**
4	Sí	**390704**	**NC -**
5	Sí	**390705**	**NC -**

Criotubos de rosca interna



390706 390707 390708 390709 390710 390711 390712


Volumen (ml)	Faldón	Criotubos con tapón natural	€ 50 unid.
1	Sí	**390706**	**NC -**
2	Sí	**390708**	**NC -**
2	No	**390707**	**NC -**
4	Sí	**390710**	**NC -**
4	No	**390709**	**NC -**
5	Sí	**390712**	**NC -**
5	No	**390711**	**NC -**

Atención: los criotubos ClearLine® no están destinados a ser sumergidos en la fase líquida del nitrógeno líquido, sino a ser almacenados en su fase gaseosa. Existe el riesgo de que el criotubo explote si el nitrógeno líquido entra en el tubo durante la inmersión.

Insertos de color para tapón

Azul	Blanco	Amarillo	Violeta	Rojo	Verde	€ 100 unid.	Surtido	€ 6 x 100
390741A	**390742A**	**390743A**	**390789A**	**390745A**	**390746A**	**NC -**	**390802A**	**NC -**

Gradillas de policarbonato para 40 criotubos



- Autoclavables
- L x An x Al : 215 x 100 x 25 mm
- Fondo que permite bloquear el tubo en la estantería

Azul	Rojo	Verde	€
390494	**390495**	**390496**	**NC -**

Varillas de recuperación



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
390784	Varilla picker cryo	100	**NC -**
390784AA	Varilla picker cryo	1	**NC -**
390784A	Varilla picker cryo	10	**NC -**

Astucia

Encuentre los criotubos ClearLine® con código de barras 2D pág. 525
Encuentre las criocajas ClearLine® pág. 525

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB