Criotubos Nunc





Los criotubos Nunc pueden utilizarse en un congelador o bajo vapor de nitrógeno líquido. En caso de inmersión en nitrógeno líquido, es obligatorio usar la funda cryoflex (ref. 055029).

- Estéril, no pirogénico, no tóxico
- Utilización hasta - 196 °C
- Versión con rosca interior y junta de silicona o rosca exterior estanca sin junta
- Diámetro : 12,5 mm
- Con o sin pestañas en la base, para abrir con una sola mano los tubos colocados en el soporte especial autoblocante
- Posibilidad de colocar un inserto de color en el tapón

Piró-genos

Criotubos con junta de silicona, rosca interna y superficie de inscripción

Ref.	Vol. (ml)	Altura (mm)	Fondo	Autoestable	Pestaña	Unid./ bolsa	€/ bolsa
055001	1	43	Cónico	Sí	No	50	**NC -**
055002	1	43	Cónico	Sí	Sí	50	**NC -**
055003	1,8	48	Redondo	Sí	No	50	**NC -**
055004	1,8	48	Redondo	No	No	50	**NC -**
055005	1,8	48	Redondo	Sí	Sí	50	**NC -**
055006	3,6	72	Redondo	No	No	50	**NC -**
055007	3,6	72	Redondo	Sí	Sí	50	**NC -**
055008	4,5	92	Redondo	No	No	50	**NC -**
055009	4,5	92	Redondo	Sí	Sí	50	**NC -**



Criotubos con rosca externa con superficie de inscripción

Ref.	Vol. (ml)	Altura (mm)	Fondo	Autoestable	Pestaña	Unid./ bolsa	€/ bolsa
055011	1	40	Cónico	Sí	Sí	50	**NC -**
055013	1,8	50	Redondo	Sí	Sí	50	**NC -**
055014	4,5	91	Redondo	Sí	Sí	50	**NC -**

Criotubos con rosca externa sin superficie de inscripción

Ref.	Vol. (ml)	Altura (mm)	Fondo	Autoestable	Pestaña	Unid./ bolsa	€/ bolsa
055015	1,2	40	Cónico	Sí	Sí	50	**NC -**
055016	1,8	50	Redondo	Sí	Sí	50	**NC -**
055017	4,5	91	Redondo	Sí	Sí	50	**NC -**

Insertos de color para tapón

Insertos código color para introducir en el tapón, con superficie de escritura y muesca para sujetar el tubo o extraer la pastilla.

Color	Blanco	Azul	Rojo	Verde	Amarillo	Naranja	Rosa	Púrpura	Gris	Marrón	Surtido	€ la caja de 500
Ref.	055018	055019	055020	055021	055022	055023	055024	055025	055026	055027	055028	NC -

Gradillas para criotubos



- De policarbonato autoclavable
- Con lengüetas de 40 orificios para el bloqueo de criotubos con pestaña, lo que permite enroscarlos y desenroscarlos con una sola mano (200 x 100 mm)

Ref.	Descripción	€
055038	Gradilla autobloqueante azul 40 espacios	**NC -**

