Criotubos Nalgene

Criotubos de polipropileno con tapón de rosca externo de polietileno de alta densidad (HDPE). Con o sin graduación. Los modelos estériles están esterilizados por rayos gamma, no son pirogénicos ni citotóxicos. Los modelos no estériles no son autoclavables.

Ref.	Volumen (ml)	Dimensiones (mm)	Grado	Estéril	Unid./ bolsa	€/ bolsa*
028001	1,2	13,5 x 38	Sí	Sí	25	NC -
028038	2	13,5 x 48	Sí	Sí	25	NC -
028039	5	13,5 x 92	Sí	Sí	10	NC -

* Todos los crioviales están disponibles en caja.

Ref.	Volumen (ml)	Dimensiones (mm)	Grado	Estéril	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
028040	1,2	13,5 x 38	Sí	Sí	1000	1000	NC -
028041	2	13,5 x 48	Sí	Sí	1000	1000	NC -
028042	1,2	13,5 x 38	No	No	1000	1000	NC -
028043	2	13,5 x 48	No	No	1000	1000	NC -

Varilla de aluminio para criotubos Nalgene

Varilla de criotubo para uso en crioconservadores o en Dewar. Cada varilla se completa con una lengüeta color aluminio para su identificación.

Ref.	Descripción	€ 12 unid.
029087	Varilla longitud 290 mm para 5 Criotubos	NC -
029088	Varilla longitud 300 mm para 6 Criotubos	NC -

Lengüetas para varilla de aluminio

Color	Blanco	€ 100 unid.
Ref.	029089	NC -



Insertos

Pestañas

Insertos código color para crioviales Nalgene

Insertos de identificación de color para insertar en el tapón.

Color	Blanco	Amarillo	Azul	Verde	Rojo	€ 100 unid.
Ref.	028111	028112	028113	028114	028115	NC -


Varilla de aluminio



Gradilla para criotubos



Gradilla autobloqueante para 5 filas de 10 tubos. En policarbonato blanco. L x An x Al : 192 x 102 x 28 mm.

Ref.	Descripción	Capacidad criotubos	€
028045	Gradilla para criotubos	5 x 10	NC -

Gradillas bloqueables para criotubos Nunc y Nalgene



- De policarbonato
- Compatible con criotubos Nunc y Nalgene
- Para 48 criotubos con rosca interna o 24 criotubos con rosca externa
- Tapa abatible con sistema de bloqueo
- Formato estándar
- Para almacenamiento en vapor de nitrógeno líquido

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	€ 10 unid.
056794	Rack bloqueable para criotubos 1 - 2 ml	128 x 86 x 55	NC -
056795	Rack bloqueable para criotubos 3,6 - 5 ml	128 x 86 x 96	NC -

Criotubos sistema 100

Criotubos de polipropileno de 1 o 1,5 ml con rosca externa. Para el almacenamiento de muestras en congeladores mecánicos o en fase de vapor de nitrógeno. Tapón roscado con junta para garantizar una mejor estanqueidad.

- Centrífuga hasta 8000 g
- Esterilizados por rayos gamma
- Autoestables

Ref.	Descripción	ø x al (mm)	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
028048	Criotubos 1 ml sist. 100	12 x 38	25	500	NC -
028049	Criotubos 1,5 ml sist. 100	12 x 48	25	500	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB