
Criocaja sistema 100



Caja de policarbonato para almacenar 100 tubos de 1 ó 1,5 ml. Diseñado sólo para criotubos del sistema 100.

- Autoclavable, utilizable de -196 °C a + 121 °C
- Dimensiones: 133 x 133 x 52 mm

Ref.	Descripción	Capacidad	€
028050	Criocaja sistema 100	10 x 10 tubos	NC -

Gradilla para criotubos sistema 100



Para abrir y cerrar tubos con una sola mano.
El fondo de cada pocillo sujeta el tubo en su sitio.
L x An x Al : 197 x 102 x 22 mm.

Ref.	Descripción	Capacidad	€
028051	Gradilla para criotubos sistema 100	25 tubos	NC -

Criotubos Corning®

CORNING



- Resistentes de -196 °C a +121 °C
- Estériles
- Tubos de polipropileno con graduaciones negras
- Tapón externo naranja o entrante de PP con junta de silicona
- Fondo redondo o cónico, con o sin faldón

Criotubos de rosca externa


Ref.	Volumen (ml)	Fondo	Faldón	Unid./ bolsa	Unid./caja	€/ caja
430658	1,2	Cónico	Sí	50	500	NC -
430659	2	Redondo	Sí	50	500	NC -
430661	2	Redondo	No	50	500	NC -
430662	4	Redondo	Sí	50	500	NC -
430663	5	Redondo	Sí	50	500	NC -

Criotubos de rosca interna

Ref.	Volumen (ml)	Fondo	Faldón	Unid./ bolsa	Unid./caja	€/ caja
430487	1,2	Cónico	Sí	50	500	NC -
430488	2	Redondo	Sí	50	500	NC -
430489	2	Redondo	No	50	500	NC -
430490	4	Redondo	No	50	500	NC -
430491	4	Redondo	Sí	50	500	NC -
430656	5	Redondo	Sí	50	500	NC -

Criotubos Cryo.s™ Greiner Bio-One

greiner BIO-ONE



- Estériles, CE IVD
- PP de grado médico certificado USP Clase VI
- Superficie de escritura blanca antirayaduras
- Criotubos de polipropileno para congelar muestras a -196°C
- Tapón de rosca interna con junta de silicona (O-Ring) o tapón de rosca externa con junta moldeada
- Tapón de color para facilitar la identificación, que puede complementarse con un inserto de otro color
- Posibilidad de fabricar series con códigos de barras preimpresos o personalizados, consultar.


122279


123279


121279

Volumen (ml)	ø x al (mm)	Pie dentado	Tipo de fondo	Tapón natural	Tapón verde	Tapón amarillo	Tapón azul	Tapón rojo	Unid./ bolsa	€/ caja
Criotubos Cryo.s™ con rosca interna y junta silicona										
1	12,5 x 42	Sí	Redondo	123263	123277	123278	123279	123280	100	NC -
2	12,5 x 48	Sí	Redondo	122263	122277	122278	122279	122280	100	NC -
2	12,5 x 48	No	Redondo	121263	121277	121278	121279	121280	100	NC -
5	12,5 x 86	No	Redondo	124263	124275	124276	124274	124273	50	NC -
Criotubo Cryo.s™ con rosca externa y sin junta										
2	12,5 x 47	Sí	Redondo	126263	126277	126278	126279	126280	100	NC -
4	12,5 x 83	Sí	Redondo	127263	127277	127278	127279	127280	50	NC -

Insertos de color para tapón

Color	Blanco	Amarillo	Azul	Verde	Rosa	€ 50 unid.
Ref.	304134	304130	304131	073061	304133	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	€/ caja
802501	Gradilla para 40 criotubos	NC -