Criotubos de estanqueidad reforzada

DNasa RNàsa · Piró-genos

Criotubos con rosca externa y junta plana



Criotubos con rosca interno con junta plana



- Faldón dentado para bloquear el tubo en la gradilla
- Tubos graduados con placa de identificación
- Estériles

Criotubos con rosca externa y junta plana

Ref.	Volumen (ml)	Fondo	Faldón	ø x al (mm)	Unid. de env.	Unid/ bolsa	€/ bolsa
039261	1,2	Cónico	Sí	12,5 x 43	100	100	**NC -**
039262	2	Redondo	No	12,5 x 48	100	100	**NC -**
039263	2	Redondo	Sí	12,5 x 49	100	100	**NC -**
039264	3	Redondo	Sí	12,5 x 72	100	100	**NC -**
039265	4	Redondo	Sí	12,5 x 76	100	100	**NC -**
039266	5	Redondo	Sí	12,5 x 93	100	100	**NC -**

Criotubo con rosca exterior autoestable

Ref.	Volumen (ml)	Fondo	ø x al (mm)	Unid. de env.	Unid/ bolsa	€/ bolsa
039267	10	Redondo	17 x 84	50	50	**NC -**

N.B. : no hay insertos de color disponibles para el criotubo de 10 ml ref. 039267.

Criotubos con rosca Interna y junta cilíndrica roja

La junta cilíndrica, en lugar de plana, aumenta la estanqueidad y la seguridad de los tubos.

Ref.	Volumen (ml)	Fondo	Faldón	ø x al (mm)	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ bolsa
039900N	1,2	Redondo	Sí	12,5 x 41	100	100	**NC -**
102027N	2	Redondo	No	12,5 x 49	100	100	**NC -**
102028N	2	Redondo	Sí	12,5 x 48	100	100	**NC -**
102051N	5	Redondo	No	12,5 x 90	100	100	**NC -**

Criotubos con rosca interna y junta plana

Ref.	Volumen (ml)	Fondo	Faldón	ø x al (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
930487	1,2	Cónico	Sí	12,5 x 41	100	100	**NC -**
930488	2	Redondo	Sí	12,5 x 48	100	100	**NC -**
930489	2	Redondo	No	12,5 x 48	100	100	**NC -**
930490	4	Redondo	No	12,5 x 70	100	100	**NC -**
930491	4	Redondo	Sí	12,5 x 72	100	100	**NC -**
930492	5	Redondo	No	12,5 x 90	100	100	**NC -**

Insertos de color para tapón

Color	Blanco	Azul	Rojo	Verde	Amarillo	Marrón	Gris	Púrpura	Naranja	Violeta	Rosa	Surtidos*	Unid. de env.	Unid./caja	€ la caja de 500
Ref.	**039857**	**039858**	**039859**	**039860**	**039861**	**039862**	**039863**	**039864**	**039865**	**039866**	**039867**	**039801**	100	500	**NC -**

* Blanco, azul, rojo, verde, amarillo.

Criotubos de rosca externa

- Estériles
- Polipropileno graduado
- Faldón dentado para su bloqueo en la gradilla
- Excelente estanqueidad
- Tapón de rosca externa que elimina los riesgos de contaminación
- Roscas externas
- Sin junta
- Con sistema de precintado

Ref.	Volumen (ml)	Fondo	Faldón	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
039795	1,2	Cónico	Sí	12,5 x 41		**NC -**
039796	2	Redondo	No	12,5 x 46	100	**NC -**
039797	2	Redondo	Sí	12,5 x 48	100	**NC -**
039798	3	Redondo	Sí	12,5 x 70	100	**NC -**
039799	4	Redondo	Sí	12,5 x 76	100	**NC -**
039800	5	Redondo	Sí	12,5 x 90	100	**NC -**
039801		Surtido de 100 insertos de cada color: blanco, azul, rojo, verde y amarillo		5 x 100		**NC -**

DNasa RNàsa · Piró-genos



Criotubos con rosca externa

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB