Criotubos con tapón de rosca externa y junta cilíndrica roja



- Tapón con labio de sellado interno y junta de estanqueidad de silicona
- El labio de sellado impide que la junta se deforme
- Amplia zona de marcado
- Cierre 1/4 de vuelta
- Tapón hueco para codificación por colores con insertos
- Centrifugable hasta 17000 g
- Esterilizados por rayos gamma
- Se suministra en bolsas selladas de 100 criotubos

Ref.	Volumen (ml)	Fondo	Faldón	ø x al (mm)	Unid./caja	€/ caja
040264	1,2	Cónico	Sí	12,5 x 41	100	**NC -**
040265	2	Redondo	No	12,5 x 49	100	**NC -**
040266	2	Redondo	Sí	12,5 x 48	100	**NC -**
040267	3	Redondo	Sí	12,5 x 70	100	**NC -**
040268	4	Redondo	Sí	12,5 x 72	100	**NC -**
040269	5	Redondo	Sí	12,5 x 90	100	**NC -**

Tubos de congelación ECO



Seguridad y alta calidad a bajo precio.

- De polipropileno
- Amplia zona de marcaje blanco
- Graduados
- Herméticos
- Esterilizados por radiación
- Tapón de rosca externa
- Utilización hasta -196 °C

Ref.	Capacidad (ml)	ø exterior (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
224000K	1,8	11,36	45,7	2 x 500	**NC -**
224001	4,5	11,36	86,5	500	**NC -**

Criotubos TPP



- Zona de inscripción en el tapón
- De polipropileno
- Con faldón
- Para uso en fase vapor
- Tapón con rosca externa y sin junta

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	Unid./ bolsa	€/ bolsa
089012	1,2	12 x 37	100	**NC -**
089020	2	12 x 48	100	**NC -**
089040	3,8	12 x 75	100	**NC -**
089050	4,5	12 x 90	100	**NC -**

Insertos para criotubos TPP

Blanco	Azul	Amarillo	Verde	Lila	Rojo	€
089801	**089802**	**089803**	**089804**	**089805**	**089806**	**NC -**