Criotubo para muestras de tejido CryoElite™

DWK LIFE SCIENCES





Frasco de boca amplia para corte de tejidos.

- De polipropileno virgen de grado criogenia de baja retención
- Fondo auto-estable
- Dimensiones con tapón (Ø x al) 22 x 24 mm
- Temperatura de uso: -196 °C a + 121 °C
- Estéril, no mutágeno, probado USP clase VI
- Autoclavable

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
054861	Frasco para tejidos CryoElite™ de 5 ml	25	250	**NC -**

Cajas de congelación CryoFile™

- De cartón hidrófobo
- Dimensiones (An x L x Al) : 130 x 130 x 25 mm
- Plazas numeradas de 1 a 25
- Superponibles :
  2 cajas Cryofile pueden ser apiladas en un rack estándar
- Temperatura de utilización mínima: -196 °C

Color	Blanco	Rojo	Azul	Verde	Amarillo	Rosa	€
Ref.	**054862**	**054863**	**054864**	**054865**	**054866**	**054867**	**NC -**

Frasco de congelación de 2,5 ml para biopsia







- Boca ancha
- Capacidad 2,5 ml
- Estéril o no estéril
- Tapón color natural
- Al x An : 29 x 21 mm
- Diámetro cuerpo : 16 mm
- Con faldón, autoestable
- Para congelación -80 °C

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
064051	Frasco estéril 2,5 ml	500	**NC -**
064098	Frasco no estéril de 2,5 ml	1000	**NC -**

Tapones de colores para frascos de biopsia

Natural	Azul	Naranja	Verde	Lavanda	Rojo	Blanco	Amarillo	€ 1000 unid.
064100	**064101**	**064102**	**064103**	**064104**	**064105**	**064106**	**064107**	**NC -**

Cajas de congelación para frascos

- Para 25 frascos
- 133 x 133 x 32 mm

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
064052	Caja de congelación para 25 frascos de biopsia	12	**NC -**
064052A	Caja de congelación para 25 frascos de biopsia	1	**NC -**

Soporte de transporte para frascos

- De poliestireno HIPS
- Para 50 tubos ø 16,5 mm
- Marcado alfanumérico
- Dimensiones: 30 x 15 x 2,5 cm
- Con 2 asas de transporte
- Apilable
- Para abrir tubos con una sola mano

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
064049	Soporte de transporte para frascos de biopsia	1	**NC -**

Frasco de congelación 15 ml



Frasco de 15 ml de polipropileno. Tapón de rosca de polietileno de alta densidad.

- Boca ancha
- Temperatura de uso: - 80 °C
- ø x al : 33 x 47 mm

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
028044	Frascos de congelación 15 ml estéril	75	**NC -**