
Tubos bolas Criosistema Protect

- Fácil de usar
- Para conservar microorganismos a temperaturas bajas
- 20 subcultivos por frasco
- Sistema de color para una mejor identificación
- Solución de conservación adaptado a la congelación
- Esterilización con rayos gamma, SAL 10^{-6}
- Duración de conservación : 24 meses después de la fecha de fabricación



		Caja de fibra resistente a la humedad con tapa de identificación			Caja de polipropileno			Bandejas de polipropileno co asa			Sueltos		
	Color	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Para los microorganismos clásicos	Azul claro	042050	80	NC -	042064	100	NC -	042070	100	NC -	-	-	-
	Amarillo	042051	80	NC -	042065	100	NC -	042071	100	NC -	038782	1000	NC -
	Verde	042052	80	NC -	042066	100	NC -	042072	100	NC -	038783	1000	NC -
	Rojo	042053	80	NC -	042067	100	NC -	042073	100	NC -	038784	1000	NC -
	Blanco	042054	80	NC -	042068	100	NC -	042074	100	NC -	038785	1000	NC -
	Surtido	042055	80	NC -	042069	100	NC -	042075	100	NC -	-	-	-
Para microorganismos anaerobios	Naranja	042060	25	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para productos farmacéuticos	Negro	042062	25	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para los productos lácteos	Lila	042061	25	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para levaduras	Gris	042063	25	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB