Cajas de congelación para criotubos u otros tubos de cartón plastificado

Cajas de cartón hidrófobo recubiertas con una película de plástico de color totalmente impermeable.

- Ideal para temperaturas muy bajas
- Color de identificación
- Amplia gama de tamaños de tubos en stock
- L x An con tapa : 136 x 136 mm

Atención: los separadores (compartimientos) deben pedirse por separado.




Para	Microtubos PCR 0,2 ml	Microtubos 0,5 ml	Criotubos de 1 y 2 ml y microtubos de 1,5 y 2 ml	Criotubos 4 ml	Criotubos 5 ml	Tubos diversos
Cajas sin separador						
Capacidad	196	169	100	100	100	100
Altura de la caja con tapa (mm)	32	32	50	75	100	130
Blanco	**039562**	**039562**	**039504**	**039509**	**039514**	**039519**
Amarillo	**039563**	**039563**	**039505**	**039510**	**039515**	**039520**
Azul	**039564**	**039564**	**039506**	**039511**	**039516**	**039521**
Verde	**039565**	**039565**	**039507**	**039512**	**039517**	**039522**
Rojo	**039566**	**039566**	**039508**	**039513**	**039518**	**039523**
€ la caja sin separador	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Separadores solos						
Para 196 microtubos PCR ø 8 mm 0,2 ml (14 x 14)	**039575**	-	-	-	-	-
Para 169 microtubos 0,5 ml ø 9 mm (13 x 13)	-	**039576**	-	-	-	-
Para 100 tubos ø 12,5 mm (criotubos)	-	-	**039524**	**039530**	**039530**	**039536**
Para 81 tubos ø 13,5 mm	-	-	**039525**	**039531**	**039531**	**039537**
Para 49 tubos ø 17,9 mm	-	-	**039526**	**039532**	**039532**	**039538***
Para 36 tubos ø 22 mm	-	-	**039527**	**039533**	**039533**	**039539**
Para 25 tubos ø 24 mm	-	-	**039528**	**039534**	**039534**	**039557**
Para 16 tubos ø 30 mm	-	-	**039529**	**039535**	**039535**	**039541**
€ el separador	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Para tubos ø 17 mm.

Cajas de congelación de cartón para criotubos

Cajas de cartón hidrófobo para el almacenamiento de criotubos y microtubos de 12 mm de diámetro. Los compartimientos vienen premontados en las cajas.

Ref.	Cajas para	L x An x Al (mm)	N° de espacios	Unid./ caja	€/ caja
056239	Criotubos de 1 a 2 ml	75 x 75 x 50	25 (5 x 5)	24	**NC -**
039500	Criotubos de 1 a 2 ml	130 x 130 x 50	81 (9 x 9)	48	**NC -**
039501	Criotubos de 3,6 a 5 ml	130 x 130 x 75	81 (9 x 9)	30	**NC -**
039502	Criotubos de 1 a 2 ml	145 x 145 x 50	100 (10 x 10)	42	**NC -**
039503	Criotubos de 3,6 a 5 ml	145 x 145 x 75	100 (10 x 10)	30	**NC -**



Cajas de congelación de cartón para tubos diversos

Cajas de cartón hidrófobo para guardar frascos, ampollas, tubos de ensayo de ø 14 mm o 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml y 50 ml.

Ref.	L x An x Al (mm)	ø tubo (mm)	Altura máx. de tubo (mm)	Capacidad tubos	€
245002	130 x 130 x 50	14	47	64	**NC -**
245003	130 x 130 x 71	14	70	64	**NC -**
245004	130 x 130 x 50	16	47	49	**NC -**
245005	130 x 130 x 71	16	70	49	**NC -**
039700	122 x 122 x 127	17,5	127	25 tubos de 15 ml tipo Falcon®	**NC -**
039702	122 x 122 x 127	30	127	9 tubos de 50 ml tipo Falcon®	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB