Criocajas de cartón con marcado completo

- Criocajas de cartón hidrófobo
- Para 100 microtubos
- Marcado por :
  - cuadrícula alfanumérica en la tapa, en el borde exterior;
  - codificación en la tapa y en un lateral de la caja;
  - indicación del número de caja y de la fecha.
- 3 alturas (con tapa) : 52 mm, 77 mm y 95 mm

Ref.	Dim. con tapa Al x An x p (mm)	Capacidad criotubos	€
141561	52 x 136 x 136	100	**NC -**
141562	75 x 136 x 136	100	**NC -**
141563	95 x 136 x 136	100	**NC -**



Criocajas de cartón con drenaje

- De cartón blanco hidrófobo
- Con rejillas para marcar los emplazamientos (internas y externas)
- Abertura en la parte inferior para drenaje de nitrógeno líquido o agua
- Etiqueta de identificación del producto en la caja

L x An x Al (mm)		133 x 133 x 51	133 x 133 x 76	146 x 146 x 124	76 x 76 x 51
Caja sola					
Ref.		**141278**	**141279**	**141277**	**-**
€		**NC -**	**NC -**	**NC -**	-
Separadores solos					
Apertura compartimientos	Cap. tubos				
9,5 mm (microtubos 0,5 ml)	144	**141288**	**141288**	**-**	**-**
11,5 mm (microtubos)	100	**141287**	**141287**	**-**	**-**
12,7 mm (criotubos)	81	**141286**	**141286**	**-**	**-**
14,6 mm	64	**141285**	**141285**	**-**	**-**
16,7 mm	49	**141284**	**141284**	**-**	**-**
22 mm (tubo 15 ml)	36	**-**	**-**	**141283**	**-**
24,5 mm	25	**141282**	**141282**	**-**	**-**
33,5 mm (tubo 50 ml)	16	**-**	**-**	**141280**	**-**
€		**NC -**	**NC -**	**NC -**	-
Caja + separadores					
12,7 mm (criotubos)	81	**141290**	**-**	**-**	**-**
11,5 mm (microtubos)	100	**-**	**141291**	**-**	**-**
12 mm (criotubos)	25	**-**	**-**	**-**	**141289**
€		**NC -**	**NC -**	-	**NC -**



Criocajas con bordes de color

- De cartón hidrófobo
- Tiras de colores en los bordes de la tapa
- Amplias zonas de marcaje para la identificación
- Separación debe pedirse por separado
- Etiqueta de identificación del producto en la caja

Color	Verde	Azul	Naranja	Rosa	Violeta
Ref.	**141371**	**141372**	**141373**	**141374**	**141375**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Separadores

Ref.	Descripción	€
141287	Separadores para 100 microtubos ø 11,5 mm	**NC -**
141286	Separadores para 81 criotubos Ø 12,7 mm	**NC -**

Cajas de congelación de cartón para tubos PCR de 0,2 ml

- Para tubos PCR 0,2 ml o tiras de tubos
- 2 unidades apilables en una emplazamiento
- Incluye separadores
- Etiqueta de identificación del producto en la caja

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x p x Al (mm)	€
141368	196 tubos PCR 0,2ml o 20 tiras de 8 tubos * o 16 tiras de 12 tubos *	133,3 x 133,3 x 25,4	**NC -**



* Valor máximo en función de la disposición de las tiras.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB