
Criocajas de policarbonato CryoGen® Box

ClearLine®



Para 81 criotubos 1 y 2 ml



Para 100 criotubos 1 y 2 ml





Trazabilidad e identificación

- Código de barras grabado por láser en el costado
- Código 2D Datamatrix en la fondo, correspondiente al código de barras,



- 196 °C a + 121 °C

Cajas de policarbonato para el almacenamiento de criotubos ClearLine®

- Caja, rejilla y tapa de policarbonato
- Tapa transparente, con marcado digital de cada ranura, con esquinas cortadas
- Para todos los volúmenes de criotubos ClearLine® : 25 y 81 plazas : rejilla de color, fondo blanco / 100 plazas: fondo blanco con dientes
- Puede utilizarse desde -196°C hasta +121°C, autoclavable durante 20 minutos

Cryogen® Box

Cryogen® Box : para el almacenamiento de criotubos. Marcado digital impreso en la tapa.

+ Zona de marcado esmerilado (caja y tapa)
+ Fondo con dientes, sin rejilla, en cajas de 100 plazas

Para	25 criotubos de 1 y 2 ml	81 criotubos de 1 y 2 ml	81 criotubos de 3, 4 y 5 ml*	100 criotubos ** 1 y 2 ml
Dim. (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52
Azul	390476	390479	390482	390491
Amarillo	390699	390697	390698	390489
Rojo	390477	390480	390483	390492
Verde	390478	390481	390484	390493
Blanco	-	-	-	390788
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Cryogen® Box : para el almacenamiento de criotubos. Marcado digital grabado con láser en la tapa.

+ Zona de marcado esmerilado (caja y tapa)

Azul	-	390733	390737	-
Amarillo	-	390736	390740	-
Rojo	-	390734	390738	-
Verde	-	390735	390739	-
€	-	NC -	NC -	-





CryoGen® Box con código de barras 1D y 2D ClearLine®

Cryogen® Box 2D :
código de barras estándar + código 2D Datamatrix

+ Código de barras estándar (código 128)
+ Código 2D Datamatrix correspondiente en la parte inferior de la caja
+ Aberturas (ver foto)* en el fondo
+ Bloqueo de los tubos (con faldón) en el fondo
+ Diseñado para su uso con escáneres 2D

Cryogen® Box 1D :
Código de barras estándar


+ Código de barras estándar (código 128) en el borde
+ Fondo con dientes, sin rejilla, en cajas de 100 plazas

Para	25 criotubos de 1-2 ml	81 criotubos de 1-2 ml	81 criotubos de 3-4-5 ml	100 criotubos 2D de 2 ml	100 criotubos 2D de 5 ml
Dim. (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94
Azul	-	390717	390721*	-	-
Amarillo	-	390718	390722*	-	-
Rojo	-	390719	390723*	-	-
Verde	-	390720	390724*	-	-
Fondo blanco con dientes	-	-	-	390820**	390821**
€	-	NC -	NC -	NC -	NC -
Azul	390804	390808	390812*	-	-
Amarillo	390805	390809	390813*	-	-
Rojo	390806	390810	390814*	-	-
Verde	390807	390811	390815*	-	-
Fondo blanco con dientes	-	-	-	390816**	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-

* La CryoGen® Box para 81 tubos 3 a 5 ml es incompatible con los criotubos 4 ml con tapón de rosca interna.
** Con tapón de rosca interna solamente.

Cajas de almacenamiento para microtubos

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Cajas de almacenamiento de policarbonato: tres modelos para microtubos de 0,2 ml, 0,5 ó 1,5 ml. Capacidad de 64 tubos para los modelos de 0,2 ml y 1,5 ml y de 81 tubos para el modelo de 0,5 ml.

- Utilizables de -150 °C a 121 °C
- Tapa transparente con cuadrícula de codificación de las ubicaciones
- Autoclavables
- Dimensiones: 133 x 133 x 51 mm

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
028053	Caja de almacenamiento para microtubos de 0,2 ml	4	NC -
028054	Caja de almacenamiento para microtubos de 0,5 ml	4	NC -
028055	Caja de almacenamiento para microtubos de 1,5 ml	4	NC -