
Criocajas de policarbonato



NUEVO

- Rejilla numerada
- Orificios de drenaje
- Colores surtidos
- Temperatura de uso: -196 °C a +121 °C
- Adaptados para microtubos y criotubos de 0,5 ml a 5 ml

Ref.	Capacidad	Dimensiones L x an x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
010201	81 tubos	133 x 133 x 52	4	**NC -**
010262	100 tubos	133 x 133 x 52	5	**NC -**
010263	25 tubos	75 x 75 x 52	5	**NC -**
010264	81 tubos	133 x 133 x 95	5	**NC -**

Cajas de almacenamiento para criotubos Nunc



Cajas de policarbonato autoclavables con tapa de bisagra.

- Completo, con compartimientos desmontables
- Capacidad: 100 criotubos con rosca interna
- Soporta el almacenamiento en nitrógeno líquido
- Índice alfanumérico en etiqueta extraíble y sustituible

	Caja Cryostore Max	Caja Megamax
	Cajas de almacenamiento	
Para criotubos	1 y 2 ml	3,6 ml
Capacidad de tubos	100	100
L x An (mm)	132 x 132	132 x 132
Altura (mm)	52	78
Ref.	**055039**	**055040**
€ las 4 cajas	**NC -**	**NC -**

Cajas de almacenamiento CryoFreeze®



- De policarbonato, colores transparentes
- Para temperaturas de hasta -196°C
- Orificios de ventilación para un mejor drenaje, en el fondo y en la tapa
- Índice numérico en la base de la caja
- Tapa transparente

No. tubos (ml)	100 tubos de 1 a 2 ml	81 tubos de 5 ml	81 tubos de 1 a 2 ml	25 tubos de 1 a 2 ml
Colocados	10 x 10	9 x 9	9 x 9	5 x 5
Índice	1 a 100	1 a 81	1 a 81	1 a 25
Para tubo diam.	12	12	12	12
Al. máx. tubos (mm)	49	90	49	49
Dim. (mm)	133 x 133 x 54	133 x 133 x 95	133 x 133 x 54	76 x 76 x 54
Azul	**840658**	**840652**	**840646**	**840640**
Verde	**840659**	**840653**	**840647**	**840641**
Naranja	**840660**	**840654**	**840648**	**840642**
Rojo	**840661**	**840655**	**840649**	**840643**
Amarillo	**840662**	**840656**	**840650**	**840644**
Surtidos*	**840663**	**840657**	**840651**	**840645**
€ 5 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* (1 x azul, 1 x verde, 1 x naranja, 1 x rojo, 1 x amarillo).

Criocajas de almacenamiento de policarbonato con tapa abatible



- Orificios de drenaje
- Apilables
- Para almacenamiento a -196 °C
- De policarbonato, autoclavables
- Tapa con bisagras (excepto modelo 5 x 5 tubos)

Modelo A :
+ para 25 criotubos 1,2 a 2 ml ;
+ tapa de enclavamiento.

Modelo B :
+ con bandeja interior con agujeros ;
+ para 9 x 9 criotubos de 1,2 a 2 ml.

Modelo D :
+ para 100 criotubos con rosca.

Incluye una pinza de extracción con las cajas B, D.

Ref.	Descripción	Modelo	Color	Para tubos de volumen	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
037785	Gradilla 5 x 5 con tapa	A	Rojo	1,2 a 2 ml	76 x 76 x 53	8	**NC -**
037786	Gradilla 9 x 9 estándar con tapa	B	Surtido	1,2 a 2 ml	133 x 133 x 53	4	**NC -**
037788	Gradilla 10 x 10 estándar con tapa	D	Azul	1,2 a 2 ml	133 x 133 x 53	4	**NC -**