
Caja de almacenamiento de policarbonato

- Caja de policarbonato sin compartimento, para almacenar frascos de hasta 51 mm de altura
- Autoclavable


Ref.	Descripción	L x An x Al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
028052	Caja de almacenamiento	133 x 133 x 51	4	**NC -**



Caja de congelación para tubos PCR de 0,2 ml

- En policarbonato transparente con cuadrícula alfanumérica
- Utilización hasta - 86 °C
- Para 144 tubos PCR 0,2 ml o para tiras de tubos PCR
- Aptos para racks de congelación, apilables por pares en un compartimento para criocaja estándar (sólo con tapones planos)
- Dim. L x Pr x Al: 132 x 132 x 25 mm


Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
947708	Criocaja para tubos PCR 0,2 ml	5	**NC -**



Caja de congelación de policarbonato para microtubos de 5 ml

- De policarbonato
- Utilización hasta - 190 °C

Ref.	Dimensiones An x p x Al (mm)	Capacidad	Unid./caja	€/ caja
062629	133 x 133 x 69,80	25 microtubos 5 ml	5	**NC -**



Criocajas de almacenamiento

- De policarbonato
- Para el almacenamiento de criotubos con rosca interna o externa
- Autoclavables
- Con celdillas de colores blanco, rojo, amarillo, verde, azul o gris
- Utilizable de - 196 °C a + 121 °C
- Tapa transparente con cuadrícula de codificación

Ref.	Capacidad	Color de celdillas	L x An x Al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
028046	5 x 5 tubos 1,2 - 2 ml	Blanco	76 x 76 x 51	8	**NC -**
028036	9 x 9 tubos 1,2 - 2 ml	Blanco	133 x 133 x 51	4	**NC -**
028423	9 x 9 tubos 1,2 - 2 ml	Rojo	133 x 133 x 51	4	**NC -**
028424	9 x 9 tubos 1,2 - 2 ml	Amarillo	133 x 133 x 51	4	**NC -**
028425	9 x 9 tubos 1,2 - 2 ml	Verde	133 x 133 x 51	4	**NC -**
028426	9 x 9 tubos 1,2 - 2 ml	Azul	133 x 133 x 51	4	**NC -**
028427	9 x 9 tubos 1,2 - 2 ml	Gris	133 x 133 x 51	4	**NC -**
029293	9 x 9 tubos 1,2 - 2 ml	6 colores variados	133 x 133 x 51	6	**NC -**
028047	9 x 9 tubos 5 ml	Blanco	133 x 133 x 95	4	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB