Cajas de almacenamiento para 81 ó 100 tubos



320134 a 320136

320126 a 320133

- Para tubos de 1,5/2 ml o criotubos
- Tapa con bisagras (modelos para 100 tubos) o tapa fijadora (modelos para 81 tubos)
- Capacidad de las cajas indicada en el costado
- De polipropileno autoclavable

L x An x Al (mm)	130 x 130 x 47	141 x 151 x 57
Capacidad de tubos	81	100
Natural	**320126**	**320134**
Azul	**320127**	**320763**
Verde	**320128**	**320764**
Rosa	**320129**	-
Amarillo	**320130**	**320765**
Naranja	**320131**	**320766**
Surtido	**320132**	**320135**
Negro	**320133**	**320136**
€ 5 unid.	**NC -**	**NC -**

Criocajas de polipropileno para montar



320148



Visiten nuestras WEB

- De polipropileno ondulado
- Autoensamblaje
- No le afecta la humedad
- Separadores pre-ensamblados incluidos
- Utilización hasta - 80 °C

Para	Tubos PCR 0,2 ml	Microtubos 0,5 ml	Microtubos 1,5/2 ml	Frascos 17 mm	Microtubos 5 ml	Tubos 15 ml	Tubos 50 ml
Ubicación	144	81	81	100	25	36	16
Ø máx. (mm)	7,9	12	12	17	22,6	19,8	31,6
Dimens. An. x Pr. x Al. (mm)	133 x 130 x 30	133 x 130 x 42	133 x 133 x 51	187,9 x 198,1 x 40,6	133 x 130 x 75	145 x 147 x 120	145 x 147 x 120
Natural	**320500**	**320504**	**320148**	**320673**	**320511**	**320515**	**320519**
Azul	-	**320505**	**320508**	-	**320512**	**320516**	**320520**
Violeta	-	-	-	-	-	**320518**	-
Unid./caja	10	10	10	10	10	10	10
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cajas de polipropileno para congelación, colores surtidos



- Para tubos de 1,5 y 2 ml ó critubos
- Autoclavables
- Con tapa de marcado alfanumérico utilizable de -90 °C a + 121 °C
- Colores surtidos: rosa, verde claro, azul claro, amarillo claro, transparente

Ref.	Capacidad	Dimensiones L x An x Al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
010202B	25 tubos	75 x 75 x 53	5	**NC -**
010203	81 tubos	132 x 132 x 52	5	**NC -**
010204*	100 tubos	141 x 154 x 55	5	**NC -**
010261	100 tubos	133 x 133 x 52	5	**NC -**

* Tapa con bisagras.